



**Wytwórca: Mobilex A/S**  
Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark

**Dystrybucja i serwis w Polsce:**  
Mobilex sp. z o.o. ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź  
tel.: (0-42) 214-29-11, fax.: (0-42) 214 14 05  
e-mail: [info@mobilex.pl](mailto:info@mobilex.pl), [www.mobilex.pl](http://www.mobilex.pl)



## Instrukcja Użytkowania

### Podwyższająca nasadka toaletowa z uchwytami (Fixed toilet seat raiser)

Nr kat. 301701

**Uwaga!** Przed użyciem należy uważnie przeczytać i zapoznać się z tą instrukcją.

#### Przeznaczenie wyrobu

Nasadka toaletowa została zaprojektowana jako dodatkowe siedzisko do wykorzystania na toalecie. Inne użytkowanie wyrobu jest zakazane.

#### Etykieta wytwórcy

Na każdym wyrobie znajduje się etykieta wytwórcy zawierająca istotne informacje o produkcie. Umieszczona jest ona na spodzie wyrobu. Etykieta ta opracowana jest w j. angielskim, dlatego zamieszczamy objaśnienie poszczególnych pozycji znajdujących się na niej. Etykieta taka określa: nazwę wytwórcy, nr telefonu i jego adres, nazwę wyrobu (**Fixed toilet seat raiser = Podwyższająca nasadka toaletowa - z uchwytami**), datę produkcji (**Produced**), nr seryjny (**Serial no.**), Dopuszczalne obciążenie (**Max. 120 kg**) i znak CE.

#### Montaż

- Usunąć dwie przednie plastikowe zaślepki.
- Poluzuj śrubkę i umieść poprzeczkę na wymaganej wysokości.
- Dokręć ją używając dwóch śrub.
- W podobny sposób zamocuj tylną poprzeczkę. Obie powinny znajdować się na tej samej wysokości.
- Zdejmij dotychczasową deskę sedesową. W miejsce jej mocowania na muszli klozetowej wsuń dwa gwintowane pręty.
- Dokręć nasadkę do sedesu używając plastikowych nakrętek.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że siedzisko zamontowane jest prawidłowo i pewnie.

#### Ważne uwagi

- Przed użyciem produkt powinien być kompletnie zmontowany. Proszę się z nami kontaktować, w przypadku jakichkolwiek problemów w tym zakresie
- Składane i regulowane mechanizmy mogą stać się przyczyną zagrożenia, jeśli części ciała dostałyby się w szczelinę między elementami i mogłyby uwięznąć w niej wówczas, gdy szczelina się zmniejszy.
- Przed każdorazowym użyciem wyrobu należy zawsze sprawdzić, że wszystkie regulowane części są dobrze zamocowane.
- Zachować ostrożność na mokrej lub śliskiej nawierzchni
- Nie należy wkładać palców w otwory w siedzisku służące do odprowadzania wody. Grozi to przycięciem lub utknięciem palca.

#### Instrukcja czyszczenia i konserwacji

- Wyrób należy czyścić regularnie, używając tylko wody i łagodnych detergentów. Nie używać środków ściernych lub szorujących środków czyszczących.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek defekty lub uszkodzenia, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę. Nie wolno używać wyrobu, jeśli podejrzewa się, że jest on uszkodzony lub brakuje w nim jakichś części.
- Czas użytkowania wyrobu nie jest określony, należy jednakże raz na pół roku sprawdzić czy nie ma ona zużytych elementów, w razie potrzeby należy je naprawić lub wymienić na nowe.

#### Dane techniczne

Całkowita wys. (cm): 83-95 cm

Wymiary, szer. x dł. (cm): 43 x 49,5

Regulowana wys. siedziska (cm): 9, 13, 17

Szerokość pomiędzy górną częścią podłokietników (cm): 49

Waga wyrobu: 6,2 kg

Waga użytkownika i maksymalne obciążenie nie może przekraczać: 120 kg

#### Warunki gwarancji

Mobilex Sp. z o.o. udziela na ten wyrób 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty zakupu.

- W czasie okresu gwarancji wszystkie części, które ulegną uszkodzeniu z powodu błędów produkcyjnych lub użycia niewłaściwych materiałów będą bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.
- Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, mechaniczne oraz spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Nieautoryzowane zmiany i modyfikacje wyrobu spowodują utratę gwarancji.
- Numer seryjny znajduje się na naklejce samoprzylepnej, która umieszczona jest na wyrobie.

Gwarancja nie obejmuje strat, które powstają w konsekwencji niemożności używania wyrobu, gdy usuwane są usterki. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zrozumienia niniejszej instrukcji.

**W przypadku wszelkich pytań dotyczących tego wyrobu prosimy zwracać się bezpośrednio do producenta lub do sprzedawcy.**

Wyd. 2012/12