

DiverseyTM

suma[®] Alcohol Wipes

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oparte na etanolu

Opis

Suma Alcohol Wipes to gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji na bazie alkoholu polecane do stosowania w służbie zdrowia oraz obszarze spożywczym. Posiadają właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze. Znakomicie nadają się do dezynfekcji powierzchni i sprzętów.

Cechy

- ✓ oparte na bazie etanolu, wysoce skutecznej substancji dezynfekcyjnej;
- ✓ bezzapachowe, dzięki czemu są odpowiednie do stosowania w obszarach mających jak i nie mających kontaktu z żywnością;
- ✓ skuteczne przeciwko szerokiej gamie mikroorganizmów w tym wobec wirusa polio;
- ✓ szybko odparowują, co minimalizuje zakłócenia w pracy;
- ✓ produkt nie jest rozpylany, co podwyższa bezpieczeństwo użytkownika podczas stosowania;

Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia.

1. Otworzyć dozownik w pudełku, wyciągnąć jedną chusteczkę i zamknąć pudełko.
2. Przetrzeć powierzchnie chusteczką tak, aby cała była zwilżona przez zalecany czas kontaktu.
3. Pozostawić do wyschnięcia.

Właściwości

wygląd:	impregnowana, włókninowa ściereczka
ph (1% roztworu):	7,0
wymiary chusteczki:	13 cm x 19 cm

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.



© AISE

DiverseyTMsuma[®]

Alcohol Wipes

Skuteczność mikrobójcza

działanie norma EN		mikroorganizmy	czas kontaktu
Bakterie	EN 1276	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli	15 sekund
	EN 13697	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli	1 minuta
Grzyby	EN 13697	Candida albicans	5 minut
	EN 1650	Candida albicans	15 sekund
	EN 1650	Aspergillus brasiliensis (niger)	1 minuta
Wirusy	EN 14476	Adenowirus	30 sekund
	EN 14476	Poliovirus	1 minuta
	EN 14476	Murine Norovirus	30 sekund
Prątki	EN 14348	Mycobacterium avium	1 minuta
	EN 14348	Mycobacterium terre	1 minuta

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, napojów i środków żywienia zwierząt. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

Kompatybilność produktu

Produkt Suma Alcohol Wipes stosowany zgodnie z zalecanym sposobem użycia jest odpowiedni do stosowania na większości powierzchni i materiałów (z wyłączeniem powierzchni i materiałów nieodpornych na działanie alkoholi).

Certyfikaty i atesty

Pozwolenie Urzędu Rejestracji PL, WM i PB na obrót produktem biobójczym nr 6709/16.

Informacje techniczne

Dodatkowe informacje odnośnie Suma Alcohol Wipes znajdują się w karcie charakterystyki preparatu.

Skład preparatu

etanol 771g/kg, propan 2-ol (3%-10%)

Opakowanie handlowe

SKU 100878519

Suma Alcohol Wipes 12x150 sztuk

Data ważności

30 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu).