

Duża wydajność na małej powierzchni



WD 200: myjnia dezynfektor zgodna z normą EN ISO 15883



Niezawodna, najszybsza i najoszczędniejsza dezynfekcja instrumentów medycznych.

Wymagania dotyczące reprocessowania instrumentów w centralnych sterylizatorniach (CSSD) oraz podręcznych sterylizatorni jeszcze nigdy nie były tak wygórowane jak dziś. Ogromna różnorodność materiałów i sprzętu do mycia, dezynfekcji i suszenia ciągle rośnie. Obowiązkiem sterylizatorni centralnych i podręcznych jest wyjaławianie akcesoriów medycznych, które wykorzystywane są na różnych oddziałach szpitalnych. Proces musi być możliwie jak najbardziej oszczędny.

Wyzwanie

Centralne sterylizatornie (CSSD) i podręczne stoją dziś przed wyzwaniem, którym jest osiągnięcie wyższego niż dotychczas poziomu wydajności. Stąd zapotrzebowanie na myjnie dezynfektory skuteczne na tyle, aby przy ich użyciu można było szybko, sprawnie i bezpiecznie przetworzyć dużą ilość urządzeń i narzędzi medycznych oraz innych, podatnych na reprocessowanie elementów. Klienci potrzebują także systemu, który zajmie małą powierzchnię, równocześnie będzie prosty w obsłudze i utrzymaniu.

Wysoka jakość

Wymagania klientów, jak i aktualne wytyczne są dla nas punktem odniesienia, jeżeli chodzi o nasze podejście do bezpieczeństwa, jakości, wydajności oraz ekologii. To podejście uwidacznia się w najnowszej serii myjni dezynfektorów WD 200. Zastosowanie wyłącznie materiałów o wysokiej jakości, w połączeniu ze starannym wykonaniem, czyni nasze produkty trwałymi i wytrzymałymi. Najlepszym tego dowodem są odporne na zarysowania i niezwykle mocne, szklane drzwi oraz elegancki design komory myjącej, z minimalną ilością spawów. Urządzenie spełnia wymogi wszystkich dyrektyw, które przyjęto zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i na szczeblach krajowych, np. EN ISO 15883-1 i 15883-2.

Belimed WD 200 – myjnia dezynfektor o pojemności do 12 tac DIN z drzwiami uchylnymi

WD 200 - opracowana zgodnie z najnowszą dyrektywą EN ISO 15883. Myjnia dezynfektor zapewniająca dużą pojemność na małej powierzchni, przy niskim zużyciu mediów.

Duża wydajność na najmniejszej powierzchni

Myjnia dezynfektor WD 200 przeznaczona jest do profesjonalnego użytku w szpitalach oraz przychodniach medycznych. Urządzenie może pomieścić do 12stu tac DIN. Mała powierzchnia – tylko 68 cm szerokości, małe zużycie mediów, wysoka jakość komory myjącej i poszczególnych części to charakterystyczne cechy WD 200. Myjnię-dezynfektor opracowano zgodnie z EN ISO 15883. Automat jest prosty w obsłudze. Jego zastosowanie gwarantuje szybkie i niezawodne przetworzenie narzędzi medycznych.

Funkcja ECO gwarantuje małe zużycie mediów i wysoką wydajność

Unikalna funkcja „Dynamic Filling” pozwala zaoszczędzić do 20 % wody, detergentów oraz energii elektrycznej. Opcja odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego służy do zmniejszenia zużycia energii i mediów o dodatkowe 20 %. Dzięki unikalnej, zoptymalizowanej serii wózków na instrumenty medyczne, zużycie wody jest niższe o ok. 10 % niż w przypadku modeli innych producentów.

Wymiary	
Wymiary zewnętrzne wys. × szer. × głęb. (mm)	1840 × 680 × 710
Wymiary komory wys. × szer. × głęb. (mm)	625 × 575 × 617
Objętość komory (litry)	225
* Pojemność cyklu	
Narzędzia chirurgiczne (tace DIN 485 x 260 mm)	maks. 12
Narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej (złącza, dysze/tace DIN)	48 / 4
Przyrządy do anestezji	15 rur oddechowych maks. 1,5 m, trzy worki tlenowe, pięć masek, pięć cewników, pięć rurek
Kontenery sterylizacyjne wys. × szer. × gł. (210 × 300 × 600 mm)	3 pojemniki DIN 3 pokrywy
Buty medyczne (szt.)	maks. 40
Butelki dla niemowląt, w tym nakrętki (szt.)	84

*Objętość komory (litry)

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat specyfikacji technicznej - zob. str. 11.



WD 200 – wygoda w najdrobniejszym szczególe

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz zaawansowanych standardów produkcji, WD 200 spełnia najwyższe wymagania związane z konstrukcją i jakością wykonania. Urządzenie wyposażono w solidne, podwójnie przeszklone drzwi uchylne, a także w oświetloną wysokiej jakości komorę ze stali nierdzewnej AISI 316L.

Złącze dokujące: skuteczne czyszczenie

Urządzenie i wózek wsadowy połączono tak, aby tworzyły jeden, spójny system. Myjnię i wózek połączono przy pomocy hydraulicznie aktywowanego złącza dokującego. Zastosowanie wodoszczelnej uszczelki dodatkowo usprawnia proces czyszczenia, które okazuje się być o wiele skuteczniejsze niż w przypadku konwencjonalnych systemów dokujących innych producentów.

Samooczyszczanie: dezynfekcja podzespołów urządzenia

Aby spełnić wymagania dot. higieny, cały system, łącznie z komorą myjącą i układem wstępnego podgrzewania wody demineralizowanej, jest automatycznie czyszczony i dezynfekowany po przestoju urządzenia. Dlatego też myjniadezynfektor jest we właściwej kondycji higienicznej do rozpoczęcia pracy przez cały czas.

Całkowite odprowadzanie wody: automatyczne i niezawodne, po zakończeniu każdej fazy programu

Konstrukcja i budowa komór Belimed w połączeniu z orurowaniem pozwalają wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego między poszczególnymi fazami cyklu. Całkowite opróżnienie całego systemu następuje po zakończeniu każdego kroku procesu.

*Prowadnice wbudowane w szklane drzwi ułatwiają załadunek i rozładunek.
Solidna konstrukcja drzwi: obciążenie ładunkiem maks. do 80 kg*



Oświetlenie komory



Innowacyjny, sześć-poziomowy wózek mieszczący 12 tac DIN



Filtr obwodu myjącego



Ergonomiczny panel sterowania z wbudowaną drukarką



Higiena na najwyższym poziomie

Liczbę szwów spawalniczych komory ograniczono do minimum. Podstawa komory nachylona jest pod kątem 5%. Nachylenie umożliwia skuteczne odprowadzanie wody po zakończeniu procesu, co znacznie zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego środków płucających.

Większa pojemność dzięki zaawansowanej koncepcji wózków wsadowych

Lista nowych cech WD 200 obejmuje nie tylko jego kompaktową budowę. Oprócz tego opracowano również nową koncepcję wózków wsadowych na wyroby medyczne. Połączenie systemu myjącego z wózkiem wsadowym wykorzystuje jedynie jeden komponent, dystrybutor umieszczony w centralnej części wózka. Ramiona myjące przymocowano do dystrybutora bez użycia dodatkowych mechanicznych mocowań. Taka budowa pozwala na zmniejszenie zużycia wody przy równoczesnym zwiększeniu skuteczności czyszczenia. Wózek może pomieścić jednocześnie do 12 tac DIN z akcesoriami.



Przechowywanie detergentów 2 x 10 l




That's true greatness.
Often concentrated in the smallest of spaces.

*Oto prawdziwa wielkość.
Często skupiona na ograniczonej przestrzeni.*

WD 200 – małe rozmiary to oszczędność przestrzeni

Myjnia-dezynfektor Belimed ma szerokość zaledwie 68 cm. Automat jest jednym z najmniejszych urządzeń tego typu na rynku. Nie wymaga bocznej przestrzeni serwisowej.



Belimed WD 200

- Pojemność: 36 tac narzędziowych DIN /cykl
- O 20 % większa pojemność/cykl
- Do 50 % mniej zajmowanej powierzchni
- Łatwy dostęp do podzespołów na potrzeby prac przeglądowych z przodu urządzenia

Porównywalne, jednokomorowe myjnie dezynfektory

- Pojemność: 30 tac narzędziowych DIN /cykl
- Przeglądy: wymagany dostęp do podzespołów z boku urządzenia

Smart resource management gets you further.

Mądrze zarządzając zasobami zajdziesz dalej.

Sprawna i oszczędna eksploatacja

Dbając o wysoki poziom efektywności ekonomicznej, Belimed skupia się na redukcji kosztów i maksymalizacji zysków z inwestycji w Państwa placówce. Nasze systemy zapewniają ekonomiczne wykorzystanie zasobów takich jak woda, detergenty i energia elektryczna.

Małe zużycie mediów i duża wydajność

„Dynamic Filling” to unikalna funkcja pozwalająca na wprowadzenie oszczędności. Objętość wody jest automatycznie dostosowywana do wózka i załadowanego materiału. Pozwala to na optymalne zużycie wody, detergentów i energii elektrycznej. Można dzięki temu oszczędzić aż do 20 % zasobów na cykl.


Oszczędność energii przez rekuperację

Ciepło odzyskiwane z powietrza wywiewanego może zostać użyte do wstępnego ogrzania wody demineralizowanej, która znajduje się w osobnym zbiorniku z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, umieszczonym nad komorą myjącą. Zmniejsza to

zużycie energii oraz mediów o dodatkowe 20 %, jednocześnie zwiększając wydajność nawet o 25 % i zapobiegając skraplaniu się pary wodnej w rurze z powietrzem wywiewanym. Tym samym chroni przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i korozją.


Unikalne wózki narzędziowe ECO o dodatkowej objętości i mniejszym zużyciu mediów

Projekt nowej, unikalnej serii wózków na narzędzia medyczne opiera się na idei systemu zbudowanego tylko z jednej rury. Rozwiązanie takie pozwala na oszczędność wody i optymalizację rozkładu ciśnienia, co daje nadzwyczajne rezultaty procesu czyszczenia. Nowa konstrukcja pozwala zmniejszyć zużycie wody o ok. 10 % w porównaniu z modelami innych producentów. Dzięki zwiększonej pojemności (do 12 tac DIN na cykl), WD 200 jest również w stanie przetworzyć do 20 % więcej narzędzi niż inne myjnie-dezynfekторы tej klasy.



- 1 Wywiew gorącego powietrza
- 2 Kłapka wylotu powietrza
- 3 Odpływ kondensatu
- 4 Kondensator z systemem odzysku ciepła
- 5 Wywiew zimnego powietrza
- 6 Zimna woda demineralizowana
- 7 Wstępnie podgrzana woda demineralizowana
- 8 Zbiornik wody demineralizowanej z elementami grzewczymi
- 9 Gorąca woda demineralizowana

Zbiornik do wstępnego podgrzania wody demineralizowanej



6-cio poziomowy wózek ECO, mieszczący 12 tac DIN



**A shining example of intelligence and friendliness.
Just like our technology.**

*Znakomity przykład inteligencji i przyjaznego nastawienia.
Tak jak nasze technologie.*

Lepsza jakość pracy dzięki łatwej obsłudze

Centralne sterylizatornie przetwarzają dużą ilość instrumentarium przy niewielkiej liczbie zatrudnionych osób. Systemy Belimed pomagają pracownikom sterylizatorni, zmniejszając nakład pracy dzięki łatwej obsłudze i maksymalnej niezawodności wykonywanych procesów.

Wygodny i przejrzysty sposób obsługi

Przejrzyste menu nawigacyjne i podświetlany, kolorowy wyświetlacz zapewniają jeszcze większy komfort użytkownika. Przyciski aktywowane są za pomocą pojedynczego dotknięcia, które potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym.

Automatyczny wybór programu i wydajne reprocessowanie

Kolejną zaletą jest automatyczny wybór programu. Dzięki tej opcji, istnieje możliwość wybrania programów automatycznie albo ręcznie. Sterownik za pomocą specjalnych czujników rozpoznaje rodzaj używanego wózka, a następnie na tej podstawie automatycznie rozpoczyna proces czyszczenia.

Szybkie wyświetlanie prawidłowych informacji

Ważne dane procesowe, np. czas pozostały do zakończenia pracy, gotowość do załadunku/rozładunku, komunikaty o błędach, wyświetlane są na wskaźniku stanu pracy Belimed, gdzie stan procesu można odczytać z odległości. Pracownik widzi wyraźnie odpowiednie dane procesowe z daleka. Wyświetlacz działa podobnie jak zegar analogowy. Wykorzystano w nim technologię LED.

Ergonomia i funkcjonalność


Wygodna, zmyślnie zaprojektowana i ergonomiczna WD 200 umożliwia możliwie najłatwiejszy załadunek i rozładunek. Wózek jest ładowany na wysokości 87 cm gdzie zaczynają się drzwi uchylne, które mogą jednocześnie służyć jako blat przy załadunku/rozładunku. Rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale także pozwala zaoszczędzić miejsce. Praca staje się bezpieczniejsza i łatwiejsza dzięki zastosowanemu wózkowi transportowemu. Można go dokować bezpośrednio do drzwi uchylnych.

Łatwe do czyszczenia ramiona myjące

Myjnię WD 200, jak również przypisane dla niej wózki, wyposażono w łatwe do czyszczenia ramiona myjące z demontowanymi korkami zamykającymi.



Oszczędność czasu, dzięki łatwej obsłudze.



Łatwe w czyszczeniu ramię myjące wyposażone w demontowane korki zamykające

Łatwe monitorowanie i prowadzenie dokumentacji

WD 200 oferuje kilka sposobów i poziomów monitorowania i dokumentowania cykli procesowych.

Wartość A_0

Programowalny sterownik mikroprocesorowy Belimed umożliwia kontrolę wartości A_0 podczas każdego cyklu. Zakończenie fazy dezynfekcji następuje po osiągnięciu odpowiedniej zadanej wartości A_0 . Zapobiega to nadmiernemu zużyciu zasobów, pozwala zaoszczędzić czas. Wartość A_0 stanowi miarę skuteczności procesu dezynfekcji termicznej jako funkcja temperatury i czasu. Matematycznie opisano to przy użyciu całki temperatury względem czasu. Zgodnie z normą, zmienna A_0 określona jest w sekundach.

Większe bezpieczeństwo i niezawodność dzięki niezależnej kontroli danych procesowych

Opcjonalne czujniki monitorujące zapewniają maksymalną niezawodność procesu. Odpowiednie parametry użytkowe monitorowane są w sposób ciągły:

- Numer i rodzaj kroku procesowego
- Ciśnienie pompy
- Zmiany wartości temperatury wody i powietrza
- Stan oraz objętość użytych detergentów
- Przewodność wody podczas ostatniego płukania

Kompleksowe wsparcie techniczne – dłuższy czas bezawaryjnej pracy systemu dzięki zdalnej diagnostyce

Aby przedłużyć czas działania systemu, Belimed oferuje swoim klientom pakiet usług zdalnych, co stanowi innowacyjne podejście do monitorowania urządzeń sterylizacyjnych. W ten sposób nieoczekiwane przestoje są minimalizowane. Gdy pojawiają się nieprawidłowości, serwis za pomocą połączenia zdalnego dokonuje analizy komunikatu o błędzie, następnie zmienia programy, jeżeli istnieje taka potrzeba, ew. podejmuje dalsze kroki w celu rozwiązania problemów. Jeżeli wizyta serwisowa okaże się konieczna, technik posiada już cenne informacje o systemie klienta. Wszystkie obecnie produkowane urządzenia firmy Belimed mogą zostać wyposażone w moduł do zdalnej diagnostyki. Istnieje możliwość przystosowania wielu starszych modeli, tak aby i one obsługiwały opcję diagnostyki zdalnej.

Oprogramowanie do kontroli procesu Belimed ICS 8535

Wszystkie informacje procesowe, mierzone wartości i parametry programowe pobierane są automatycznie na komputer, ew. do sieci klienta. Dane mogą zostać odtworzone w dowolnym czasie. Mogą być także wykorzystywane w celu przygotowania dokumentacji na potrzeby zapewnienia jakości lub wydania produktu. Oprogramowanie kontroli zakażeń Belimed ICS 8535 można zastosować również dla innych urządzeń dekontaminacyjnych, takich jak myjnie do wózków szpitalnych lub sterylizatory. Zastosowanie platformy SQL, umożliwia ICS 8535 eksportowanie danych procesowych, które zarejestrowało urządzenie, ew. niezależnych danych monitoringu, zarazem ułatwiając pełną integrację i łączność z elektronicznym systemem śledzenia i identyfikacji narzędzi.



Oprogramowanie Belimed do zarządzania i śledzenia materiału umożliwia jednoznaczную identyfikację każdego elementu i monitorowanie go podczas całego cyklu.


Duża elastyczność, szeroki wybór akcesoriów

Belimed oferuje dogodne rozwiązania w zakresie akcesoriów do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu małowazyjnego, układów anestetycznych, butów medycznych, pojemników czy butelek dla niemowląt.



ECO – wózki narzędziowe

- Art. nr 870 126: 3-poziomowy wózek, 6 tac DIN
- Art. nr 870 128: 4-poziomowy wózek, 8 tac DIN
- Art. nr 870 130: 5-poziomowy wózek, 10 tac DIN
- Art. nr 870 132: 6-poziomowy wózek, 6 tac DIN



Wózek na narzędzia do chirurgii małowazyjnej, Art. nr 870 118


- 48 różnych przyłączy
- Maks. długość akcesoriów: 545 mm
- 4 tace DIN
- Do 4 bębnow rur splukujących



Wózek kontenerowy

Art. nr 870 120

- 3 kontenery DIN
- wys. × szer. × gł. = 210 × 600 × 300 mm
- 3 pokrywy



Wózek anestezjologiczny, Art. nr 870 115


Do załadunku

- 10 rur oddechowych o maks. długości 1,5 m Ø 21 mm
- 5 rur dziecięcych Ø 11,2 mm
- 3 rury ssące, maks. 1,5 m
- 3 worki oddechowe
- 5 masek oddechowych
- 5 cewników, 5 rur, 5 masek krtaniowych
- Różne dysze, elementy rozwidłone, itp.
- Rozgałęźnik dla 4 połączeń. Możliwość wymiany oraz konfiguracji wg indywidualnych potrzeb
- Dwa pojemniki na małe elementy



Wózek na akcesoria

- Art. nr 870 122 wózek podstawowy 1 poziomowy
- Art. nr 870 124 wózek podstawowy 2 poziomowy



Wsad na buty medyczne

- Do wykorzystania z wózkiem 1 lub 2 poziomowym
- Art. nr 870 137 na 10 butów medycznych o maks. rozmiarze 44*
- Art. nr 870 138 na 15 butów medycznych o maks. rozmiarze 48**

*Pojemność/poziom: 2 × 10 butów medycznych

**Tylko górny poziom



Wózek na butelki dla niemowląt

- Art. nr 773 843 na 21 butelek, 250 ml
- Art. nr 771 287 na 21 butelek, 125 ml
- Art. nr 817 302 na 21 butelek 90 ml



Wózek transportowy, Art. nr 870 134

- Do ręcznego dokowania przy przeszklonych drzwiach uchylonych WD 200
- Miejsce na jeden dodatkowy wózek wsadowy w dolnej części

Dane techniczne

Dane techniczne	WD 200
Testowany wg normy EN ISO 15883-1 i 15883-2	■
Certyfikat MPG CE 0044, VDE, EMV, DVGW, SVGW itp.	■
Model dwudrzwiowy przelotowy z blokadą drzwi (drzwi uchylne, przeszkłone)	■
Miejsce na detergenty 2 x 10 l	■
Komora myjąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, AISI 316L	■
Przednie osłony wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, szlif 4N	■
Panele podstawy	■
Wydajność pompy myjącej	625 l/min
Elektrycznie ogrzewana komora myjąca; moc grzewcza	18 kW
Ogrzewanie zbiornika z parowym wymiennikiem ciepła	O
Zabezpieczenie przeciążeniowe grzałek elektrycznych	■
Port walidacyjny dla zewnętrznych urządzeń pomiarowych i zawór próbek	■
Elektrycznie ogrzewany agregat suszący	3.5 kW
Wytrzymałe wentylatory z filtrem HEPA H13 (wydajność)	ok. 324 m³/h
Monitoring filtra sterylnego przez pomiar ciśnienia	O
Kłapa wylotu powietrza zapobiegająca utracie energii cieplnej	■
Zawory o dużej przepustowości do szybkiego napełniania, z kontrolą temperatury podczas napełniania gorącą, zimną i demineralizowaną wodą (40 l/min)	■
Zawór spustowy o dużej przepustowości (5 l/s)	■
System „Dynamic Filling” redukujący zużycie mediów	■
Monitorowanie ciśnienia pompy (mycie dynamiczne)	■
Kontrola obecności piany	■
12 programów dowolnie programowalnych po wprowadzeniu kodu, biblioteka programowa	■
Funkcja kontroli i sterowania według wartości A_0	■
Monitoring temperatury podczas całego cyklu	■
Oświetlenie komory mycia	■
Wyświetlacz stanu procesu; wskazanie czasu pozostałego do zakończenia cyklu, gotowości do załadunku/rozładunku, sygnalizacji błędów – dobrze widoczne ze znacznej odległości	■
Sygnal dźwiękowy informujący o zakończeniu programu	■
Interfejs użytkownika z klawiszami dźwiękowymi, z 2 liniowym wyświetlaczem LCD po stronie załadowniczej	■
2 liniowy wyświetlacz LCD po stronie rozładowniczej (wys. x szer. = 25 x 120 mm)	■
Automatyczne przypomnienie o konieczności przeglądu	■
Interfejsy: RS 232 dla drukarki, RS 485 dla dokumentacji cyklu PC, RS 232 dla czytnika kodów kreskowych	■
Układy dozowania detergentów (standard/opcja), maks. 4	2/2
Kontrola przepływu układów dozowania (standard/opcja), maks. 4	2/2
Identyfikacja zakodowanych wózków wsadowych	O
Wskaźnik braku środka	O
Kondensator powietrza wywiewanego, chłodzony wodą lub wodą lodową	O
Elektrycznie ogrzewany zbiornik (bojler) wody demineralizowanej 9 kW	O
System odzyskiwania ciepła przez kondensator i system podgrzewania wody demineralizowanej	O
Czytnik kodów kreskowych do rejestracji reprocessowanych wyrobów	O
Wbudowana drukarka danych cyklu po stronie załadunku lub wyładunku	O
System niezależnej dokumentacji procesu (IPD) do monitorowania danych procesowych przy użyciu niezależnych czujników (temperatury wody, ciśnienia pompy i dozowania detergentów, kontroli przewodności w końcowej fazie płukania)	O
Pomiar przewodności	O
Podłączenie modemu na potrzeby diagnostyki zdalnej	O
Pompa odpływowa	O
Wanna ociekowa wykonana ze stali nierdzewnej z odpływem i czujnikiem wycieku	O
Panele boczne (lewe/prawe), zależne od rodzaju instalacji dodatkowe panele ze stali nierdzewnej AISI 304, szlif 4N	O

■ = standard O = opcjonalnie

Dane mogą ulec zmianie

www.informermed.eu
www.belimed.com

POLSKA

Informer Med Sp. z o.o.
Winogrody 118
61-626 Poznań
Tel. +48 61 664 38 00
Fax +48 61 664 38 19
biuro@informermed.eu

BELGIUM

NV Belimed SA
Rue de Clairvaux 8
1348 Louvain-La-Neuve
Tel. +32 10 42 02 40
Fax +32 10 42 02 49
info@belimed.be

CHINA

Belimed Medical Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
CaiLun Road 780,
5th floor, Room H
ZhangJiang Hi-Tech Park
201203 Pudong, Shanghai
Tel. +86 21 513 709 98
Fax +86 21 513 709 96
info@belimed.cn

FRANCE

Belimed SAS
Parc GVIO
330 Allée des Hêtres, Hall E
69760 Limonest
Tel. +33 4 37 41 63 03
Fax +33 4 37 41 63 04
info.pharma@belimed.fr

Branch Office
Belimed SAS
ZAC Saumaty Séon
19 rue Gaston Castel
13016 Marseille
Tel. +33 4 96 15 22 10
Fax +33 4 96 15 22 19
info.sud@belimed.fr

Branch Office
Belimed SAS
Parc Espale
1, av. Pierre Pflimlin
68390 Sausheim
Tel. +33 3 89 63 65 40
Fax +33 3 89 63 65 41
info@belimed.fr

GERMANY

Belimed Deutschland GmbH
Edisonstrasse 7a
84453 Mühldorf am Inn
Tel. +49 8631 9896 0
Fax +49 8631 9896 300
info@belimed.de

NETHERLANDS

Belimed B.V.
Vlambloem 65
3068 JG Rotterdam
Tel. +31 10 286 17 50
Fax +31 10 456 56 97
info@belimed.nl

SLOVENIA

Belimed d.o.o.
Taborska cesta 38 E
1290 Grosuplje
Tel. +386 1 7866 000
Fax +386 1 7866 011
info@belimed.si

SWITZERLAND

Belimed Sauter AG
Zelgstrasse 8
8583 Sulgen
Tel. 0848 55 88 11
Fax +41 71 644 86 01
contact@belimed.ch

UNITED KINGDOM

Belimed Limited
Unit 4 Newbuildings Place
Dragons Green Road
Shipley
West Sussex, RH13 8GQ
Tel. +44 1403 738 811
Fax +44 1403 730 830
info@belimed.co.uk

USA

Belimed, Inc.
2325 Charleston
Regional Parkway
Charleston, SC 29492
Tel. +1 843 216 7424
Fax +1 843 216 7707
info@belimed.us

OTHER COUNTRIES

Medical/Medical Lab
Belimed AG
Dorfstrasse 4
6275 Ballwil
SWITZERLAND
Tel. +41 41 449 78 88
Fax +41 41 449 78 89
info@belimed.ch

OTHER COUNTRIES

Pharma/Pharma Lab
Belimed Sauter AG
Zelgstrasse 8
8583 Sulgen
SWITZERLAND
Tel. +41 71 644 85 00
Fax +41 71 644 86 01
pharma@belimed.com

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



Belimed
Infection Control