



DESCOCEPT® AF WIPES

Alkoholowe chusteczki
do mycia i szybkiej dezynfekcji

- Nie zawiera aldehydów
- Nie zawiera fenoli
- Przetestowane dermatologicznie



CE 0482

- ✓ aktywne w ciągu 30 sekund
- ✓ nie zawiera aldehydów
- ✓ nie zawiera fenoli



TYP PREPARATU

Gotowe do użycia chusteczki dezynfekujące na bazie etanolu i QAV do skutecznej i szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych.

Chusteczki Descosept® AF mają przyjemny, zapach i są bezpieczne dla skóry. Przy użyciu chusteczek Descosept® AF przebarwienia są praktycznie wykluczone. Mogą być używane do wszystkich rodzajów powierzchni za wyjątkiem wrażliwych na alkohol.

ZASTOSOWANIE

Używać środka wszędzie tam gdzie potrzebna jest szybka dezynfekcja, w szczególności:

- w praktykach lekarskich i dentystycznych, (np. **fotele dentystyczne, prostnice i kątnice wiertarki dentystycznej**),
- wyposażenie sal operacyjnych włącznie ze stołami operacyjnymi pomiędzy operacjami,
- w praktykach okulistycznych i optycznych do zapobiegania infekcjom wirusowym oczu,
- łóżka, środki transportu chorych, karetki pogotowia, pojazdy do wywozu śmieci i kosze transportowe,
- ogólnie wyposażenie jak kozetki do badania, wózki transportowe np. do opatrunków, wanny kąpielowe i siedzenia toalet,
- odzież, jak: buty operacyjne, fartuchy gumowe.

SPOSÓB UŻYCIA

Przetrzeć chusteczką dezynfekowane powierzchnie lub przedmioty do całkowitego ich zwilżenia.

MIKROBIOLOGIA

Nasączone środkiem Descosept® AF chusteczki działają:

- bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
- prątkobójczo
- grzybobójczo/ drożdżobójczo
- wirusobójczo (HBV/ HIV, HCV, BVDV, Rota, Adeno, Vakzinia, Noro)

CZAS DZIAŁANIA

Nasączone środkiem Descosept® AF chusteczki działają:

Bakterie, (włącznie z MRSA), grzyby (C. albicans)/ drożdżobójczo wg. DGHM /OGHMP/ VAH konc. 1 min*.

(* na liście DGHM w kolumnie 5 min.)

Prątkobójczo (M. Terre) konc. 1 min.

Aspergillus niger konc. 30 min.

Wirusobójczo na Vakzinia, BVDV, HBV, HIV, HCV wg. RKI konc. 30 sek.

Rota, Adeno konc. 1 min.

Noro (MNV) konc. 5 min.

SKŁAD

100 g preparatu Descosept® AF, którym nasączone są chusteczki zawiera:

ethanol 42,0 g

chlórek didecylodimetylo amoniowy 0,05 g

1 opakowanie (120 szt. chusteczek o wymiarach 14 x 20 cm) zawiera 210 g środka Descosept AF



DESCOCEPT® AF WIPES

Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji

DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Dane dotyczą płynu Descosept® AF, którym są nasączone chusteczki.

Wygląd koncentratu: klarowny bezbarwny płyn

Wartość pH: 7,0+/-1,0

Gęstość (20,0 °C) 0,930+/-0,002

Temperatura zapłonu wg DIN 51 755: 25,0°C

DOSTEPNE OPAKOWANIA

Pojedyńcze opakowania	Jedn. Sprzedaży	Nr katalogowy
Dozownik zawierający 120 szt. chusteczek	12 x 1	312012-120S
Opakowanie uzupełniające zawierające 120 szt. chusteczek	12 x 1	312001-120S

UWAGI

Nie spożywać. W przypadku kontaktu z oczami splukać natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Wysoce łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie stosować na gorących oraz na wrażliwych na alkohol powierzchniach i tworzywach sztucznych ze szkła akrylowego. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie palić. Trzymać z dala od dzieci.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z informacją zawartą na etykiecie preparatu.

EKSPERTYZY

Ekspertyzy dotyczą środka **Descosept® AF**, którym nasączone są chusteczki

Dr. Pitten, Higienista, Gießen: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg wytycznych DGHM / VAH, 11.04.2008.

Prof. Dr. Rotter, Dip.Bact.(Londyn), Wien: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg wytycznych DGHM / VAH zgodnie z normą prEN 13697, 28.02.2006.

Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg wytycznych DGHM / VAH, 27.11.2000.

Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin: Ekspertyza dot. skuteczności prątkobójczej, 12.04.1999.

Dr. Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyzy dot. skuteczności niszczenia wirusów: Adeno, 03.05.2001; FCV (Noro); 04.04.2005; Vaccinia, 12.12.2005; BVDV, 12.12.2005.

Dermatest, Münster: Ekspertyza dermatologiczna (test Epicutan), 26.05.2000.

Konrad Hornschuch, AG: Opinia dot. dezynfekcji materiałów min. „sztucznej skóry” preparatem Descosept AF, 09.08.2005.

REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM/ VAH.

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych ÖGHMP.

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: **PL/DR 005740**

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

D-34323 Malsfeld