


03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74
tel. 22 811 06 79, fax 22 811 19 22
www.farum.pl • marketing@farum.com.pl



- Ręczny i automatyczny tryb zapisu
- Wydruk kopii
- Klawiatura funkcyjna
- Drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości
- Szerokość papieru: 110 mm - 112 mm
- Wybór formatu druku
- Podwójny system zasilania: sieciowy i bateryjny
- Złącze szeregowo RS - 232
- Filtr sieciowy, mięśniowy i antydryftowy linii izoelektrycznej
- Rozpoznawanie rozrusznika serca
- Autotest aparatu
- Szybkość przesuwu papieru: 12,5; 25; 50 mm/s
- Czułość zapisywania: 5; 10; 20 mm/mV i AUTO
- Program pomiaru parametrów EKG (analiza)
- Program analizy rytmu
- Schemat połączeń elektrod na obudowie aparatu
- Próbkowanie 1600 Hz



Standardowe wyposażenie:

- Kabel EKG
- Elektrody przyssawkowe
- Elektrody kończynowe
- Żel EKG
- Papier EKG - 1 rolka

Opcjonalne wyposażenie:

- Wózek E61
- Wysięgnik kabla EKG

UWAGA: Powyższe dane mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od wersji aparatu.