

Arjo Wrap™

System bariery sterylnej 99,9%

papier krepowany Arjo Wrap™ 160 Soft

opis produktu

Jednorazowe opakowanie ze specjalnej, miękkiej krey o gramaturze 60g/m² pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Surowce użyte do produkcji (pulpa celulozy) są w 100% naturalne, nie zawierają ołowiu, lateksu oraz substancji niebezpiecznych, a ich doskonała przepuszczalność jest połączona z wysoką barierowością bakteriologiczną na poziomie 99,9% przy podwójnym pakowaniu. Papier cechuje się dużą miękkością i łatwością w układaniu. Arjo Wrap™ 160 Soft dedykowany jest do pakowania małych zestawów.

sposób użycia

Należy zapakować wybrany zestaw narzędziowy, bielizniany lub inny, w dwie warstwy papieru o różnych kolorach, zgodnie z przyjętymi zasadami zawijania. Gotowy pakiet zaleca się zabezpieczyć dodatkowo taśmą samoklejącą. Następnie należy przeprowadzić proces sterylizacji zgodnie z zaleceniami producenta.

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe (STEAM) i gazowe (EO) różnego typu.

wytwórca

Arjowiggins/ Francja



Arjo Wrap™ 160 Soft



biały



niebieski



zielony



ARJOWrap™
by STERISHEET

normy

ISO 11607-1:2006,
EN 868
Dyrektywa CE 93/42

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu,
w temperaturze poniżej 30°C.
Należy zachowywać odpowiednią
rotację zapasów.
Okres przydatności:
5 lat od daty produkcji.

numer katalogowy i opakowanie

Data produkcji, znak CE i numer serii
umieszczone na opakowaniu zbiorczym.

Na produkcie umieszczony numer serii
odpowiadający numerowi
na opak. zbiorczym i dacie produkcji.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu

Arjo Wrap™

System bariery sterylnej

papier krepowany Arjo Wrap™ 160 Soft - rozmiary

biały papier krepowany, miękki, Arjo Wrap™ 160 Soft

MS3030B	30 x 30 cm	2000 szt. w opakowaniu	MS9012B	90 x 120 cm	250 szt. w opakowaniu
MS4040B	40 x 40 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1010B	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
MS5050B	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1212B	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu
MS6060B	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1214B	120 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
MS7575B	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu	MS1014B	100 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
MS8080B	80 x 80 cm	250 szt. w opakowaniu	MS1315B	130 x 150 cm	100 szt. w opakowaniu
MS9090B	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu			

zielony papier krepowany, miękki, Arjo Wrap™ 160 Soft

MS3030Z	30 x 30 cm	2000 szt. w opakowaniu	MS9012Z	90 x 120 cm	250 szt. w opakowaniu
MS4040Z	40 x 40 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1010Z	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
MS5050Z	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1212Z	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu
MS6060Z	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1214Z	120 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
MS7575Z	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu	MS1014Z	100 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
MS8080Z	80 x 80 cm	250 szt. w opakowaniu	MS1315Z	130 x 150 cm	100 szt. w opakowaniu
MS9090Z	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu			

niebieski papier krepowany, miękki, Arjo Wrap™ 160 Soft

MS3030N	30 x 30 cm	2000 szt. w opakowaniu	MS9090N	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu
MS4040N	40 x 40 cm	500 szt. w opakowaniu	MS9012N	90 x 120 cm	250 szt. w opakowaniu
MS5050N	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1010N	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
MS6060N	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1212N	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu
MS7575N	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu	MS1214N	120 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
MS8080N	80 x 80 cm	250 szt. w opakowaniu	MS1014N	100 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu

biały i zielony papier krepowany, miękki, naprzemiennie pakowany, Arjo Wrap™ 160 Soft

MS3030BZ	30 x 30 cm	2000 szt. w opakowaniu	MS9012BZ	90 x 120 cm	250 szt. w opakowaniu
MS4040BZ	40 x 40 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1010BZ	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
MS5050BZ	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1212BZ	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu
MS6060BZ	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1214BZ	120 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
MS7575BZ	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu	MS1014BZ	100 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
MS9090BZ	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu			

niebieski i zielony papier krepowany, miękki, naprzemiennie pakowany, Arjo Wrap™ 160 Soft

MS3030NZ	30 x 30 cm	2000 szt. w opakowaniu	MS9012NZ	90 x 120 cm	250 szt. w opakowaniu
MS4040NZ	40 x 40 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1010NZ	100 x 100 cm	250 szt. w opakowaniu
MS5050NZ	50 x 50 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1212NZ	120 x 120 cm	100 szt. w opakowaniu
MS6060NZ	60 x 60 cm	500 szt. w opakowaniu	MS1214NZ	120 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
MS7575NZ	75 x 75 cm	250 szt. w opakowaniu	MS1014NZ	100 x 140 cm	100 szt. w opakowaniu
MS9090NZ	90 x 90 cm	250 szt. w opakowaniu			

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu


www.informermed.eu

Arjo Wrap™


System bariery sterylnej

papier krepowany Arjo Wrap™ - instrukcja

■ instrukcja zawijania zestawów- metoda 1:



■ instrukcja zawijania zestawów- metoda 2:



Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu