



**FARUM**® S.A.

rok założenia 1819 / established 1819

# reduktory



typA30 w I

## reduktor do tlenu (O<sub>2</sub>) typA30

Reduktor służy do obniżenia ciśnienia tlenu pobieranego z butli.

**Umożliwia:**

- zasilanie sprzętu medycznego jak aparaty do znieczulania ogólnego, respiratory itp.,
- ciągły odczyt O<sub>2</sub> w butli.

### DANE TECHNICZNE

Ciśnienie zasilania maks.	150 kPa x 100
Ciśnienie zredukowane	5 kPa x 100
Wydatek gazu	>100 l/min
Króciec wylotowy	M18 x 1,5 lub szybkozłączce typ AGA



typA30 w II

reduktory

www.farum.pl

CE 2274