


Defibrylator automatyczny

DefiMax AED



**Polska jakość
uznana na świecie**

20 lat firmy, tysiące sprzedanych kardiomonitorów
i defibrylatorów szpitalom w Polsce, Europie, Azji,
Australii, Afryce i Ameryce Południowej.

• Emtel na świecie

Automatyczny defibrylator (AED) przeznaczony do wykorzystania w centrach handlowych, obiektach sportowych, urzędach, lotniskach, stacjach kolejowych itp.

W pełni zgodny z wytycznymi Europejskiej Rad Resuscytacji. Komendy głosowe, czytelne kolorowe piktogramy oraz wbudowany metronom pomagają ratownikowi w procesie resuscytacji.

Intuicyjna obsługa w połączeniu z zaawansowaną technologią gwarantują skuteczne działanie defibrylatora.

Parametry techniczne DefiMax AED

CE 2274

PARAMETRY OGÓLNE

Zasilanie	bateria 12V
Klasa ochronności	BF
Bezpieczeństwo	MDD: 93/42/EEC, 2007/47/EC; EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-4
Waga	3,1 kg bez elektrod
Wymiary	275 x 330 x 120 mm

TRYB PRACY

AED

MODUŁ DEFIBRYLATORA

Pacjent	dorośli i dzieci
Rodzaj impulsu	dwufazowy
Zakres energii	dorośli do 300J dzieci do 70J

DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

Metronom uciśnieć klatki piersiowej oraz oddechów
Autotest
Wskaźnik poziomu naładowania baterii

AKCESORIA

Elektrody jednorazowe dla dorosłych
Elektrody jednorazowe dla dzieci
Pakiet baterii



emtel
Technologie
od serca

ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze
tel.: 32 271 90 13 fax: 32 271 57 27
medical@emtel.com.pl www.emtel.com.pl