

Trans' Gliss - system do przenoszenia pacjenta - deska ślizgowa



System przenoszenia pacjenta w postaci deski ślizgowej do bezpiecznego przesuwania pacjenta w pozycji leżącej z łóżka na wózek transportowy, kąpielowy lub stół operacyjny.

Deska ślizgowa składa się z:

- podkładu sztywnego, miękkiego, nienasiąkliwego, jednorodnego, bez łożysk i innych elementów metalowych, z wszytą rączką w obu końcach w celu łatwego przenoszenia czy zawieszenia,
- mankietu miękkiego, elastycznego, w pełni syntetycznego, bardzo śliskiego, w postaci rękawa otaczającego sztywny podkład, zdejmowanego, wymiennego, łatwego do mycia i dezynfekcji, w kolorze czerwonym.

Deski ślizgowe występują w różnych wymiarach oraz w wersji nieskładanej i składanej na pół w celu łatwiejszego przechowywania i przenoszenia. W desce ślizgowej jest możliwość szybkiej wymiany mankietu lub założenia dodatkowo specjalnego mankietu jednorazowego dla pacjentów krwawiących lub z wydzieliną. Deska ślizgowa przystosowana jest do mycia i dezynfekcji.

Wymiary i typy desek ślizgowych:

Nr katalogowy	Wymiary i typ deski ślizgowej
S82 10 420	Trans'Gliss-deska ślizgowa 80 x 55 cm, nieskładana
S82 10 425	Trans'Gliss-deska ślizgowa 150 x 55 cm, nieskładana
S82 10 417	Trans'Gliss-deska ślizgowa 170 x 55 cm, składana
S82 10 427	Trans'Gliss-deska ślizgowa 170 x 55 cm, nieskładana
S82 10 418	Trans'Gliss-deska ślizgowa 180 x 55 cm, składana
S82 10 419	Trans'Gliss-deska ślizgowa 180 x 75 cm, składana, dla otyłych pacjentów

Oferent:

Klaromed Sp. z o.o.

Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek

Scaleo
M E D I C A L

107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 MONTPELLIER - FRANCE Tel. +33

467 72 94 86 - Fax +33 499 74 01 79

e-mail : info@scaleomedical.com - <http://www.scaleomedical.com>