

Mobile X-Ray System


MobileArt Evolution

MX7 Version



**PRZEWOŹNY APARAT RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH
SHIMADZU MobileART Evolution**

MobileArt Evolution Cordless
Mobile X-Ray Unit Przewoźny,
bezprzewodowy aparat rtg do
zdjęć przyłóżkowych
z zasilaniem akumulatorowym.





„Inch mover buttons” - przyciski umieszczone na kolimatorze, umożliwiające precyzyjne ustawienie aparatu od strony lampy/pacjenta



Pojemnik na 10 kaset 43x35 cm (możliwość wykonywania zdjęć na kasetach)



Zasilanie akumulatorowe, umożliwiające wykonywanie zdjęć przyłóżkowych oraz transport aparatu na dużych dystansach





Analityczne programy (APR)



„All Free” buttons – przyciski zwalniające wszystkie hamulce elektromagnetyczne ramienia i kolumny w tym samym czasie

Funkcja automatycznego wyłączenia aparatu jeżeli nie jest używany przez określony czas



Kolorowy wyświetlacz aktualnego statusu aparatu (stand by gotowość, ekspozycja) na aparacie i obudowie lampy

Miernik dawki promieniowania



Wskaźnik miarki dawki



dozometr

Option



wyświetlacz
odległości

Option



Pilot bezprzewodowy do zdalnego wyzwalania ekspozycji

