

MOBILEART eco

Mobile X-Ray System [MUX-10]



**PRZEWOŹNY APARAT RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH
MOBILE ART ECO MUX-10 FIRMY SHIMADZU**

System MobileArt Eco
MUX-10 firmy SHIMADZU
jest ekonomicznym mobilnym
systemem rentgenowskim do
zdjęć przyłóżkowych



“All-Free” Buttons



Przyciski „All-Free” zwalniające lub blokujące ramię i kolumnę jednocześnie



Pojemnik na 10 kaset 43 x 35 cm z przegrodą na kasety naświetlone



Analityczne programy (APR)



Pilot bezprzewodowy do zdalnego wyzwalania ekspozycji

