

GENERAL RADIOGRAPHIC SYSTEM

RADspeed Pro

Automatic



STACJONARNY AUTOMATYCZNY
ZESTAW RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH I PŁUCNYCH
FIRMY SHIMADZU



Zestaw rtg RADspeed Pro Automatic

STACJONARNY AUTOMATYCZNY ZESTAW RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH I PŁUCNYCH FIRMY SHIMADZU


Uniwersalny elektrycznie podnoszony stół radiologiczny do zdjęć kostnych z pływającym blatem, z kratką i uchwytem kasetowym.

Uniwersalny stojak Bucky do prześwietleń płuc wraz z zamocowaniem, uchwytem kasetowym i ruchomą kratką przeciwrozproszeniową.

Zawieszenie sufitowe lampy rtg umożliwiające przesuw lampy wzdłuż całej długości stołu

system „auto tracking”

automatyczne podążanie (regulowana wysokość) zawieszenia lampy rtg, za manualnym ustawianiem wysokości panelu Bucky stojaka do zdjęć płuc, automatyczne podążanie kolumny lampy rtg za ustalonym SID przy manualnym ruchu pionowym stołu,



Całkowicie automatyczny, sterowany 16 bitowym procesorem generator wysokiego napięcia



System automatycznego pozycjonowania lampy rtg



Producent: Shimadzu Corporation Japonia