

PRECISIANA®

NOWOŚĆ


UNIKATOWA SERIA PROFESJONALNYCH LATAREK DIAGNOSTYCZNYCH

PRECISIANA®

PRECISE LIGHT


DIAGNOSTIC PENLIGHT
LATARKA DIAGNOSTYCZNA

MODEL E4SB



SPECYFIKACJA:

- Dioda LED marki Cree
- Maksymalna jasność: 80 lumenów
- Zasięg: 42 metry
- Rozmiary: Długość 14,2 cm, Średnica obudowy 1,3 cm
- Waga: 62 g (bez baterii)
- Materiał: stal 304
- Soczewka wykonana z hartowanego szkła
- Klasa wodoodporności: IPX65
- Urządzenie posiada certyfikat CE



CIEPŁE ŚWIATŁO < 5000K



80 Lumens*



6 h*



IP65




1 meter



PRECISIANA®

MINIMAL LIGHT

MODEL A6SA
DIAGNOSTIC PENLIGHT
LATARKA DIAGNOSTYCZNA



SPECYFIKACJA:

Dioda LED Nichia

Maksymalna jasność: 11 lumenów

Zasięg: 15 metrów

Rozmiary: Długość 94,5 cm, Średnica obudowy 13,5 mm

Waga: 46 g (bez baterii)


Soczewka wykonana z hartowanego szkła

Klasa wodoodporności: IPX65

Zasilanie: 1 alkaliczna bateria AAA

Urządzenie posiada certyfikat CE

NEUTRALNE ŚWIATŁO
5500K



11 Lumens*



11 h*



IP65



1 meter




PRECISIANA®

BASIC LIGHT

DIAGNOSTIC PENLIGHT
LATARKA DIAGNOSTYCZNA

MODEL L1



15 meters*

SPECYFIKACJA:

Wysokiej jakości dioda LED

Maksymalna jasność: 9 lumenów

Zasięg: 15 metrów

Precyzyjnie wykonana obudowa z aluminium 6061-T6

Rozmiary: Długość 146 mm, Średnica obudowy 15 mm

Waga: 37 g (bez baterii)

Soczewka wykonana z hartowanego szkła

Klasa wodoodporności: IPX43

Zasilanie: 2 alkaliczne baterie AAA

Urządzenie posiada certyfikat CE

**NEUTRALNE ŚWIATŁO
5500K**

**DOSTĘPNA
W 2 STYLACH
WYKOŃCZENIA**



9 Lumens*



7,5 h*



IP43



1 meter



PRECISIANA® SILVER

PRECISIANA® BLACK

PRECISIANA® WHITE



novamed.pl/PRECIASIANA

PRECISIANA® PULMOXI

MODEL POM-201



PRECYZYJNY PULSOKSYMETR NAPALCOWY

Łatwy sposób monitorowania pulsu
i poziomu nasycenia krwi tlenem



ŁATWY ODCZYT

Saturacja krwi (SpO₂)
Tętno
Wykres tętna

WYGODA

Ergonomiczna obudowa wygodnie
i pewnie obejmuje palec.

WYŚWIETLACZ HD

Dwukolorowy wyświetlacz OLED
Informacje można obracać
i odczytywać pod dowolnym kątem

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: pulsoksymetr, 2 baterie AAA 1,5 V, smycz, instrukcja obsługi



PRECYZYJNY PULSOKSYMETR NAPALCOWY MODEL POM-201 – SPECYFIKACJA

Wyświetlacz: 128 x 64 px OLED; **Saturacja:** Zakres 70~99% SpO₂, Dokładność ±2%; **Tętno:** Zakres 40~240 bpm, Dokładność ±3%; **Sensory:** światła czerwonego 660nm, światła podczerwonego 905nm; **Zasilanie:** 2 baterie AAA 1,5V; **Wymiary:** 60,6 x 35 x 33,2 mm. **Uwaga:** Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.