


# seca 711

Mechaniczna waga kolumnowa z przesuwными odważnikami na wysokości wzroku 



- Bardzo duże obciążenie maksymalne do 220 kg dla wyjątkowo otyłych pacjentów.
- Obszerna, niska platforma.
- Prosta w obsłudze i łatwa w odczycie dzięki wskaźnikowi na wysokości wzroku.
- Trwała konstrukcja z żeliwną podstawą.
- Rolki transportowe do mobilnego użytku.

## seca 711:

### Precyzja i jakość z charakterem

**A**bsolutna precyzja i bezusterkowa technika to niezbędne cechy wagi, która wykorzystywana jest w profesjonalnej codziennej opiece zdrowotnej. Wypróbowana waga kolumnowa z charakterystycznymi belkami z przesuwными obciążnikami znajdującymi się na wysokości oczu pozyskała dobrą opinię właśnie dzięki tym cechom – głównie w praktyce medycznej. Ulepszony obecnie i zmodernizowany model seca 711 ma większe obciążenie maksymalne, wynoszące 220 kg, jest łatwiejszy w obsłudze i ładniej wygląda, a dzięki temu ma idealne właściwości potrzebne we współczesnej medycynie ogólnej, wewnętrznej oraz w doradztwie żywieniowym.



#### Duże obciążenie maksymalne i obszerna platforma.

Ze swoim maksymalnym obciążeniem do 220 kg seca 711 została stworzona specjalnie z myślą o ważeniu osób z nadwagą i otyłych pacjentów. Chcąc zapewnić jak najdłuższy czas eksploatacji wagi, szczególnie dużo uwagi poświęcono wysokiej jakości wykończenia – dopracowanego w najmniejszych szczegółach. Nisko zawieszona, obszerna platforma ułatwia wejście na seca 711. Zabezpieczająca przed poślizgnięciem się gumowa okładzina o rowkowej strukturze dodatkowo dba o stabilną pozycję pacjenta. Ważenie staje się dużo bardziej wygodne, zarówno dla pacjenta jak i dla lekarzy i pielęgniarek.



*Szeroka i płaska budowa platformy ułatwia wejście na wagę i stabilną pozycję w czasie ważenia.*

#### Prosta obsługa i odczyt wartości ze znajdującego się na wysokości wzroku wskaźnika.

Wartości znajdują się po obu stronach wygodnie umieszczonej na wysokości oczu skali, więc wagę można obsługiwać stojąc zarówno na niej, jak i przed nią. Duże cyfry ułatwiają szybkie odczytanie wyniku ważenia. Specjalne zabezpieczenie skutecznie uniemożliwia ścieranie cyfr skali, nawet przy wieloletnim użytkowaniu wagi.



*Opcjonalny wzrostomierz seca 220 umożliwia jednoczesny pomiar wagi i wzrostu.*

#### Solidna, żeliwna konstrukcja i wbudowane rolki transportowe.

Podstawa seca 711 wykonana jest z żeliwa i znieśnie nawet najbardziej intensywne użytkowanie. Warstwa specjalnego lakieru na mechanizmie podparcia chroni przed wewnętrzną korozją, a tym samym zapewnia precyzyjne wyniki przez długi czas. Mimo kompaktowej konstrukcji wagę można w prosty i szybki sposób przesunąć na rolkach transportowych do miejsca, w którym ma być stosowana. Zamontowanie teleskopowego wzrostomierza seca 220 umożliwia jednocześnie wykorzystanie seca 711 do ważenia i mierzenia, co pozwala zaoszczędzić czas.

## seca 711

### Dane techniczne

- Nośność: 220 kg
- Podziałka: 100 g
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 520 x 1.556 x 520 mm
- Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.): 335 x 80 x 345 mm
- Masa własna: 21,7 kg
- Funkcje: ustawienie punktu zerowego
- Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220
- Klasa dokładności: **III**