

# seca 645

Wielofunkcyjna waga z  
poręczą 



- Solidna poręcz stanowiąca podporę dla pacjentów podczas procesu ważenia.
- Szczególnie niska i przestronna platforma.
- Wysoka nośność.
- Funkcja BMI.

## seca 645:

### Optymalna trwałość.

**D**o stawiania diagnozy oraz terapii osób niepełnosprawnych lub osób z nadwagą, niezbędne są produkty, które spełniają szczególnie wysokie wymagania. Waga z poręczą seca 645 została zaprojektowana z myślą o szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki społecznej, stacjach dializ i tym samym oferuje wszystko, co jest konieczne do codziennej komfortowej pracy w środowisku medycznym.

#### Solidna poręcz stanowiąca podporę dla pacjentów podczas procesu ważenia.

Waga seca 645 ma ogromne znaczenie dla użytkowników: Wytrzymała i stabilnie zainstalowana poręcz, służy pacjentom do bezpiecznego przytrzymania podczas i po procesie ważenia. Również dla personelu pielęgniarskiego jest to znaczne odciążenie fizyczne i ułatwienie w opiece nad niepełnosprawnymi pacjentami.

*Ponieważ poręcz jest częścią strefy ważenia, pomiary są absolutnie dokładne, nawet wtedy, gdy pacjent się o nią opiera.*



#### Szczególnie niska i przestronna platforma.

Antypoślizgowa platforma o wysokości 45 mm ułatwia wchodzenie na wagę – nawet dla osób starszych i pacjentów z oddziałów ortopedii. Dodatkowa zaleta: Na przestronnej powierzchni ważenia można łatwo ustawić krzesło, które umożliwia ważenie w pozycji siedzącej. Ciężar krzesła może zostać uprzednio zapisany za pomocą funkcji Pre-TARA i odjęty od aktualnie mierzonej wagi ciała pacjenta.



*Wyświetlacz można odwracać w dowolnym kierunku.*



*Opcjonalny wzrostomierz pozwala na jednoczesny pomiar wagi i wzrostu.*



#### Wysoka nośność i funkcja BMI.

Dzięki nośności 300 kg waga seca 645 jest również idealnie przystosowana do ważenia znacznie otyłych osób. Opcjonalny wzrostomierz seca 223 umożliwia jednoczesne mierzenie wzrostu. Funkcja BMI łączy ustaloną wartość wagi za pomocą przycisku z wartością wzrostu i w ten sposób określa obiektywne dane odnośnie stanu odżywienia.

#### Łatwa w transporcie i niezależna od zasilania sieciowego.

Dzięki gumowym rolkom można przesunąć wagę seca 645 do pacjenta. Mobilność wagi jest zwiększona dzięki możliwości zasilania poprzez baterię lub zasilanie sieciowe. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu w adapter RS232 seca 460, wagę można podłączyć bezpośrednio do komputera lub drukarki.

## seca 645

### Dane techniczne

- Nośność: 300 kg
- Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 750 x 1.140 x 750 mm
- Platforma (ster. x wys. x gł.): 600 x 45 x 600 mm
- Ciężar własny: 24 kg
- Zasilanie: Zasilacz / bateria
- Funkcje: Automatyczne wyłączenie, Pre-TARA, TARA, HOLD, przełączanie zakresu ważenia, BMI, amortyzacja
- Opcjonalnie: Wzrostomierz seca 223, adapter RS232 seca 460
- Klasa dokładności:  $\text{III}$