



**ResMed**



13,6 cm; rozmiar rzeczywisty

Rozwiązania **AirMini™**

Zmień oblicze swojego snu

[ResMed.com/AirMini](https://www.ResMed.com/AirMini)

# AirMini: skuteczna<sup>1-4</sup>, kompaktowa terapia bez kompromisów

Produkcja przez firmę ResMed gwarantuje, że terapia zaburzeń snu dostarczana przez rozwiązania AirMini będzie tak samo skuteczna jak w przypadku naszych pozostałych, wiodących na rynku urządzeń — w kompaktowym, przyjaznym, łatwym w obsłudze i bardziej atrakcyjnym pakiecie.

Rozwiązania AirMini zapewniają skuteczną<sup>1-4</sup> terapię przy wysokim komforcie i mobilności. Nie musisz już szukać kompromisu pomiędzy skutecznością terapii, lepszym stanem zdrowia i swobodą.



## HumidX™ – bezwodne nawilżanie

Kompaktowe i dyskretne, HumidX\* lub HumidX Plus\* to idealny wybór dla pacjentów szukających komfortu terapii w podróży (i nie tylko).




## ActiveAir™

Ta kluczowa technologia reguluje przepływ powietrza, aby utrzymać stabilne i komfortowe ciśnienie.



## Seria masek AirFit™ i AirTouch™

AirMini jest zgodny wyłącznie  
z serią masek N20 i F20 oraz AirFit  
P10 for AirMini.



### Start i stop

Dzięki pojedynczemu przyciskowi  
„Start”, można łatwo korzystać  
z urządzenia każdej nocy.

### Połączenie Bluetooth

Naciśnij tylko przycisk „Bluetooth”  
i zsynchronizuj AirMini  
z urządzeniem przenośnym.

### Aplikacja AirMini

Aplikacja na  
urządzenia  
przenośne umożliwia  
dostosowanie  
ustawień  
zapewniających  
komfort oraz  
monitorowanie  
postępu terapii.  
Aplikacja AirMini  
pomaga szybko  
przygotować się  
do terapii.



# Moc w drodze, swoboda ruchu

Ponieważ rozwiązania AirMini mogą zapewniać skuteczną terapię<sup>1-4</sup> w kompaktowej formie, można zabrać je do pokoju hotelowego, a nawet na łono natury.

Aparat jest mały, wygodny i inteligentny.



## Swoboda wyboru

Rozwiązania AirMini są dostępne z wieloma akcesoriami oraz możliwościami dostosowania, dzięki czemu terapię można spersonalizować, aby dopasować ją do potrzeb i preferencji różnych użytkowników.

Do tych opcji należą różne algorytmy, tryby terapii, funkcje, a także kształty i style masek oraz akcesoria.



### Mały

AirMini to najmniejszy<sup>5</sup> aparat CPAP, jaki kiedykolwiek wyprodukowano.

### Inteligentny

Aplikacja AirMini umożliwia dostosowanie komfortu terapii do indywidualnych potrzeb oraz łatwe monitorowanie postępu.

### Sprawdzony<sup>1-4</sup>

AirMini wykorzystuje te same sprawdzone algorytmy co urządzenia do terapii zaburzeń snu firmy ResMed z serii AirSense.

## Sprawdzona<sup>1-4</sup> terapia w kompaktowej formie

### Poznaj swoje codzienne potrzeby

Kiedy w grę wchodzi zdrowie, nie powinno się pozwalać na kompromisy: nie należy rezygnować z komfortu, łatwości obsługi, skutecznej<sup>1-4</sup> terapii, nawilżania, wydajności, rozmiaru i mobilności. To cechy standardowe, których masz prawo oczekiwać od swojej terapii. Wszystkie je dostarcza AirMini.



### Technologia w służbie pacjentowi

Opracowaliśmy unikalną technologię otworów wentylacyjnych, aby dostarczyć wiodącą na rynku terapię, przenośne nawilżanie bez użycia wody oraz niepogorszoną wydajność, a to wszystko w małym/lekkim i przyjaznym dla każdego stylu życia pakiecie.

# Kreuj swoje dobre samopoczucie dzięki aplikacji AirMini

## Śledź jakość swojego snu i zarządzaj nią

Ponieważ rozwiązania AirMini mogą zapewniać skuteczną terapię<sup>1-4</sup> w kompaktowej formie, można zabrać je wszędzie. Dzięki rozwiązaniom AirMini masz dostęp do aplikacji dla pacjentów AirMini firmy ResMed. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym czy zaawansowanym użytkownikiem, aplikacja AirMini umożliwia śledzenie danych dotyczących snu i wygodne zarządzanie terapią za pomocą urządzenia przenośnego<sup>6</sup>. Aplikacja jest bardzo przyjazna i szybka, z możliwością łatwego połączenia z aparatem.

## Uzyskuj pomoc w każdym stadium terapii

Aplikacja AirMini dostarcza także wskazówek, szybkiego, spersonalizowanego wsparcia oraz zapewnia dostęp do narzędzi ułatwiających zarządzanie terapią, konserwację urządzenia i wprowadzenie do terapii.



**Pobierz aplikację**  
Zainstaluj aplikację AirMini na urządzeniu przenośnym<sup>6</sup>



**Zsynchronizuj AirMini**  
Naciśnij przycisk „Bluetooth” i uruchom opcję Bluetooth w urządzeniu przenośnym.



**Dostosuj funkcje**  
Dostosuj ustawienia komfortu z poziomu urządzenia przenośnego (przyrost lub EPR)



**Śledź swój sen**  
Sprawdź punktową ocenę zaburzeń snu każdego ranka



**Wskazówki i szkolenia**  
Dowiedz się, jak poprawić swój komfort i sen



Pobierz teraz aplikację AirMini!  
...i bądź połączony

Istnieje również możliwość przesłania danych do systemu AirView obsługiwanego przez wyspecjalizowane pracownice snu.





## Aksesoria podróżne ułatwiają wojaże

Dzięki różnym akcesoriom opcjonalnym, system AirMini jest dopasowany do Twojego stylu życia. Zewnętrzny akumulator umożliwia spokojne podróżowanie. Twarde etui zapewnia ochronę, podczas gdy torba podróżna umożliwia łatwe przewożenie całego systemu AirMini (przewodu, maski, aparatu i akumulatora).

System montażowy AirMini umożliwia nawet zamocowanie AirMini w różnych konfiguracjach przyłóżkowych, zapewniając większą wygodę i dyskrecję.

Odwiedź stronę [mySleep.resmed.com](http://mySleep.resmed.com), aby zapoznać się ze wszystkimi akcesoriami.





odwiedź stronę [www.ZdrowySen.info](http://www.ZdrowySen.info)

- 1 Netzel et al. APAP device technology and correlation with patient compliance. *Somnologie - Schlafforschung und Schlafmedizin* 2014; DOI: 10.1007/s11818-014-0662-0.
- 2 Isetta et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices responses: a bench test study. *ERJ Open Res* 2015; 1:00031-2015.
- 3 Zhu et al. All APAPs are not equivalent for the treatment of sleep disordered breathing: a bench evaluation of eleven commercially available devices. *J Clin Sleep Med* 2015 11(7):725-34.
- 4 Isetta et al. Novel Approach to Simulate Sleep Apnea Patients for Evaluation Positive Pressure Therapy Devices. *PLoS ONE* 11(3): e0151530.doi:10.1371/journal.pone.0151530
- 5 Na dzień 4 kwietnia 2017 r. 136 mm (szer.) x 84 mm (wys.) x 52 mm (gl.), 2 0 cm<sup>3</sup>.
- 6 Równoważne ze średnim ustawieniem AirSense™ HumidAir. Wewnętrzne badania porównawcze — dane w archiwum.



**ResMed Polska sp. z o.o.**

ul. Pokorna 2/U18A, 00-199 Warszawa

tel.: +48 22 539 22 00 email: [biuro@resmed.pl](mailto:biuro@resmed.pl)

ResMed.com