

MFM-CNS

Centrala Monitorująca



MFM-CNS

System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego



O firmie Edan

Edan to firma zajmująca się opieką medyczną. Została założona w celu poprawy zdrowia na całym świecie, poprzez dostarczanie wartościowych, innowacyjnych i wysokiej jakości usług i produktów medycznych. Od ponad 20 lat Edan jest liderem we wprowadzaniu kompleksowej gamy produktów przeznaczonych do szerokiego zakresu praktyk medycznych, wliczając dziedziny takie jak:

- Diagnostyka EKG
- Diagnostyka In-Vitro
- Ginegologia i Położnictwo
- Monitoring Pacjenta
- Obrazowanie USG
- Weterynaria

Pracownicy służby zdrowia z całego świata zaufali już przełomowym technologiom i wzorowej obsłudze klienta oferowanym przez firmę Edan.



Edan Instruments, Inc. | 3/F-B, Nanshan Medical Equipments Park,
1019# Nanhai Rd., Shenzhen | 518067 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn



ENG-OB & GYN-MFM-CNS-V3.0-20150112

© 2015 Edan Instruments, Inc. All rights reserved. Features and specifications are subject to change without prior notice. No reproduction, copy or transmission may be made without written permission.



Przeglądarka internetowa

Funkcja przeglądarki internetowej pozwala na zdalny monitoring z każdego komputera znajdującego się w obrębie sieci




Nazwa użytkownika

CNS uwzględnia różne zakresy odpowiedzialności użytkownika

Wskaźnik statusu alarmu

Wskaźnik źródła alarmu



Wskaźniki urządzenia


Monitorowanie płodu

Monitorowanie matki

Wybór oddziału


Monitorowanie matki i płodu

Analiza KTG



Aby wspomóc diagnozę wyniki analizy mogą być wydrukowane oraz zapisane w wersji elektronicznej

Partogram



Aby zapewnić dokładne informacje dotyczące zmian podczas porodu wszelkie opóźnienia lub odstępstwa od normy mogą być natychmiast przedstawione na wykresie.

MFM-CNS

System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego

MFM-CNS stanowi wszechstronne rozwiązanie dla oddziału położniczego. Pozwala na bezprzewodowe zarządzanie monitorowaniem przez całą ciążę do etapu porodu. System wyświetla dane i informacje przekazywane przez monitory matki i płodu i generuje alarmy w momentach krytycznych. Każdy dostęp do dobrze zorganizowanej informacji poprawia efektywność działania personelu, pozwalając mu skoncentrować swoją uwagę na pacjencie.

- Przeglądarka internetowa do zdalnego monitorowania
- Wbudowana analiza KTG
- Jednoczesne wyświetlanie do 6 krzywych z każdego łóżka
- Przeglądanie zdarzeń, krzywych KTG, trendów i danych NIBP
- Pamięć do 100 000 rekordów

- Monitorowanie przewodowe i bezprzewodowe
- Jednoczesne podłączanie do 32 monitorów matki/płodu
- Pamięć 24 godzin danych dla każdego rekordu
- Do 200 grup danych NIBP
- Eksport raportu do PDF