

iCall Netrix

Niezależnie od sytuacji, personel powinien być powiadomiony najszybciej jak to możliwe. Serwer powiadomień Netrix, bazujący na standardzie IP, przetwarza oraz przesyła alarmy każdego rodzaju na różne typy odbiorników. Za pomocą tego serwera możliwe jest wysyłanie oraz odbieranie wiadomości każdego rodzaju, które mogą pochodzić z dowolnego urządzenia lub systemu. Wiele systemów może być równocześnie podłączonych do serwera Netrix. Oprogramowanie to bazuje na systemie licencji na każdy rodzaj wejścia lub wyjścia. Przy zakupie pakietu podstawowego przysługują testowe wersje wszystkich licencji, działające przez 48 godzin.



Wejścia

- Porty RS232, ilość jest określona liczbą portów COM komputera PC, na którym uruchomiono system Netrix
- Konektory wejściowe
- Porty ESPA, ilość jest określona liczbą portów COM komputera PC, na którym uruchomiono system Netrix
- Wiadomości IP (na przykład z systemu iCall)
- Zdarzenia pochodzące z AeroScout Mobileview
- GSM-SMS
- STT Condigi
- Alarmy o upadku NEC
- Stentofon
- Zdarzenia czasowe

Wyjścia

- Wiadomości do systemów telefonicznych:
 - Alcatel OXE
 - NEC
 - Stentofon
 - iDECT, centrala telefoniczna Ditel
- Pagery (współpraca z LBB5800)
- Wyjście dźwiękowe, konektor do linii telefonicznej lub systemu PA
- Plik tekstowy
- Port RS232
- Port ESPA 4.4.4
- Do innej grupy wewnątrz Netrix
- Do grupy w innym Netrix
- Wiadomość e-mail
- Wiadomość Life Guard
- Konektory wyjściowe
- Nadanie komunikatu audio w iCall
- SMS: normalna wiadomość lub wiadomość alarmowa
- Wiadomość IP

Specyfikacja Techniczna

- Procesor Intel Atom Dual Core D2550, 1.86GHz
- Chipset Intel NM10 Express
- Wyjścia wideo: 1x DVI-I oraz 1x HDMI
- Dwa porty LAN Intel 82574L GbE
- Porty: 6x USB2.0, 2x RS232/422/485 oraz 2x RS232
- Gniazdo na kartę CFast
- Gniazdo mini-PCle z dwoma otworami na anteny
- Napięcie zasilania od 10Vdc do 28Vdc.
Możliwość zastosowania zasilacza ATX
- Dysk twardy: 32GB mSSD
- Pamięć RAM: 4GB
- Zainstalowany Windows 7

Informacje dot. zamówienia

SWEXCO2500

Pakiet startowy Netrix

Obrazy

