

NOWY VITALOGRAPH micro

Najtańszy spirometr o wysokiej wydajności



Vitalograph[®]
Your cardio-respiratory partner

Data you can rely on. People you can trust.

NOWY VITALOGRAPH micro


Najtańszy spirometr o wysokiej wydajności

Vitalograph micro™ to wysokiej jakości spirometr w doskonałej cenie, produkowany przez wiodącego dostawcę urządzeń spirometrycznych, przeznaczony do celów medycyny ogólnej i medycyny pracy. Ten niezawodny, łatwy w użyciu model podstawowy posiada wszystkie niezbędne cechy spirometru pełnofunkcyjnego. Mikro jest bezkonkurencyjny w swoim przedziale cenowym i jest idealnym wyborem w przypadku potrzeby wykonania szybkiego, dokładnego badania w środowiskach, w których ważna jest mobilność.

Mikro korzysta z tej samej wysokiej wydajności technologii pomiaru, jaka stosowana jest w całej gamie urządzeń Vitalograph i nie wymaga kalibracji ze strony użytkownika. W przeciwieństwie do spirometrów turbinowych, mikro nie posiada żadnych delikatnych części ruchomych, gwarantując solidność i najwyższą możliwą dokładność pomiaru - nawet przy bardzo niskich lub wysokich przepływach.



- Niski koszt, podstawowy model produkowany przez lidera w dziedzinie urządzeń do spirometrii dla celów medycyny ogólnej i medycyny pracy
- Wytrzymała technologia pomiaru
- Nie wymaga drogich jednorazowych czujników, turbin, spiretek, rurek przepływowych
- Nie wymaga kalibracji ze strony użytkownika
- Optymalna higiena dzięki barierze filtra antybakteryjnego/antywirusowego (BVF™)
- Prosta, intuicyjna obsługa dzięki ekranowi dotykowemu
- Zawiera oprogramowanie Vitalograph Reports do tworzenia edytowalnych raportów PDF (do drukowania, rzucania i przesyłania do systemów EMR)
- Przedstawia najnowsze wyliczenia wartości należnych GLI i wskaźnika Z-scores



Autoryzowany dystrybutor



Niskie koszty eksploatacji



Optymalna higiena

Informacje do składania zamówień

63310 Vitalograph micro

Akcesoria

28350 Vitalograph BVF filtry antybakteryjne/antywirusowe (50 szt.)
20303 Zaciski na nos (200 szt.)

Vitalograph Ltd, UK. Maids Moreton, Buckingham, MK18 1SW, England. T: (01280) 827110 F: (01280) 823302 E: sales@vitalograph.co.uk www.vitalograph.co.uk
Vitalograph Ltd, Intl. Maids Moreton, Buckingham, MK18 1SW, England. T: +44 1280 827120 F: +44 1280 823302 E: sales@vitalograph.co.uk www.vitalograph.eu
Vitalograph Inc, 13310 West 99th Street Lenexa, Kansas, 66215, USA. Toll Free: 800 255 6626 T: (913) 730 3200 F: (913) 730 3232 E: vitcs@vitalograph.com www.vitalograph.com