

# VITALOGRAPH PNEUMOTRAC

Idealny spirometr współpracujący z komputerem PC  
dla potrzeb medycyny ogólnej i medycyny pracy



**Vitalograph**<sup>®</sup>  
Your cardio-respiratory partner

Data you can rely on. People you can trust.

# VITALOGRAPH PNEUMOTRAC

Idealne spirometry dla potrzeb medycyny ogólnej i medycyny pracy, współpracujące z komputerem PC


Vitalograph Pneumotrac™ to idealny spirometr współpracujący z komputerem PC, przeznaczony zarówno dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych, dla potrzeb medycyny ogólnej i medycyny pracy. Pneumotrac dostarczony jest w komplecie: spirometr wraz z oprogramowaniem, podłączany bezpośrednio do laptopa lub komputera stacjonarnego.

Zaawansowane intuicyjne oprogramowanie Vitalograph Spirotrac® zapewnia doskonałe środowisko do zbierania i przechowywania danych, a także analizy trendów oraz najnowsze wyliczenia wartości należnych GLI i wskaźnika Z-scores.

Zintegrowane interfejsy komunikacyjne HL7 i GDT stanowią platformę do wymiany danych ze wszystkimi powszechnie stosowanymi elektronicznymi systemami ewidencji medycznej (EMR).



- Zaawansowany spirometr współpracujący z komputerem PC
- Estetyczne kompaktowe wzornictwo
- Przeznaczony do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci
- Wytrzymała technologia pomiaru
- Nie wymaga drogich jednorazowych czujników, turbin, spiretek, rurek przepływowych
- Nie wymaga kalibracji ze strony użytkownika
- Optymalna higiena dzięki barierze filtra antybakteryjnego/antywirusowego (BVF™)
- Efektywne oprogramowanie Spirotrac® przedstawiające krzywe w czasie rzeczywistym, interpretację wyników i trending danych
- Wybór przyjaznych dzieciom animacji poprawiających współpracę ze strony pacjenta
- Intuicyjne oprogramowanie Spirotrac® gwarantuje współpracę z różnymi przyszłymi rozszerzeniami dla komputerów PC jako interfejs do sieci i elektronicznych systemów ewidencji medycznej (EMR)
- Przedstawia najnowsze wyliczenia wartości należnych GLI i wskaźnika Z-scores



Autoryzowany dystrybutor



Niskie koszty eksploatacji



Optymalna higiena

Informacje do składania zamówień

**77702 Spirometr Vitalograph Pneumotrac z oprogramowaniem Spirotrac**

Akcesoria

**28350 Vitalograph BVF filtry antybakteryjne/antywirusowe (50 szt.)**  
**20303 Zaciski na nos (200 szt.)**  
**36020 Strzykawka do kalibracji - 3 litry**