

Mobilność i jakość stały się *one*. Nowy dermatoskop HEINE DELTA*one*.



30
YEARS
1st DERMATOSCOPE



Mały na zewnątrz, duży w środku.

Nowy dermatoskop HEINE DELTAone.

Ten przenośny dermatoskop zyska uznanie każdego użytkownika. Krystalicznie czysty obraz uzyskano za pomocą nowego achromatycznego układu optycznego HEINE. Co więcej, instrument zapewnia niezwykle wierne odwzorowanie kolorów dzięki jakości naszej LED^{HQ}.

Przeprowadzenie badania jest teraz wyjątkowo wygodne ze względu na polaryzację umożliwiającą lekarzom pracę bez oślnienia i bez odbłasków zakłócających pracę. Te trzy cechy – czystość obrazu, LED^{HQ} i praca bez odbłasków, plus oczywiście małe wymiary, sprawiają, że DELTAone jest niezastąpionym narzędziem pracy, gdziekolwiek lekarz się uda.

Krystalicznie czysty obraz dzięki nowemu achromatycznemu układowi optycznemu HEINE

Pasuje do każdej kieszeni



Komfortowe warunki pracy dzięki polaryzacji: bez oślnienia i odbłasków

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.

Doskonałe odwzorowanie kolorów dzięki LED^{HQ}

Dokumentacja cyfrowa z wyjątkową aplikacją HEINE DERM lub systemem HEINE Cube**

- Rzeczywiste pole widzenia 21mm (soczewka 22 mm)
- Regulacja natężenia światła: 3 poziomy jasności
- Powiększenie 10x
- Przełączanie między światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym za naciśnięciem przycisku = funkcja przełączania. Więcej informacji na stronie heine.com/en/Toggle
- Brak ryzyka krzyżowej kontaminacji: sterylizowalna płytka kontaktowa ze skalą

- Nie wymaga konserwacji dzięki naszej pyłoszczelnej konstrukcji
- Kompensacja dioptrii
- Bateria akumulatorowa z technologią litowo-jonową: brak efektu pamięci; można bezpiecznie ładować baterię akumulatorową niezależnie od jej stanu naładowania
- Bezprzewodowe połączenie przez iPhone* and WLAN z systemem HEINE Cube**

DELTAone edycja Standard (zarno-srebrna) z płytką kontaktową ze skalą, przewód USB z ładowarką sieciową z aprobatą medyczną, twarde etui

K-210.28.305

DELTAone edycja White (biało-srebrna) z płytką kontaktową ze skalą, przewód USB z ładowarką sieciową z aprobatą medyczną, twarde etui

K-211.28.305

· Akcesoria i pozostałe produkty na stronie heine.com/en/DELTAone

*Apple iPhone nie wchodzi w zakres dostawy. Apple, logo Apple i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc. **Dostępne nie we wszystkich krajach..

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02, E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

Generalny Przedstawiciel w Polsce:
PLUS ULTRA, ul. Na Szańcach 22, 61-663 Poznań
Tel. +48 61 8203 898, Fax +48 61 8267 666
E-Mail: info@plusultra.pl, www.plusultra.pl



10/19. A-000.00.229 pl

