

TÜVRheinland®  
Certification  
ISO 9001 and 13485

Directive  
93/42/EEC | CE

GWARANCJA  
2  
LATA

SERWIS  
POŚREDNIOWY

OCHRONA  
ŚRODOWISKA

HIGIENA

# Wózki transportowe Skot



## Skot Silver Ambu

wózek transportowy, elektryczna regulacja oparcia pleców



## Skot Silver

wózek transportowy



## Skot Ophtalmo

wózek do zabiegów okulistycznych



## Skot Pediatric

wózek transportowy pediatryczny

Barierki boczne opuszczane poniżej poziomu materaca, mechanizm opuszczania niedostępny dla pacjenta.



**ERGONOMIA**

Szeroki zakres materacy do wyboru przez użytkowników zwiększa komfort pacjentów.



**KOMFORT PACJENTA**

Demontowalna obudowa, segmenty leża i materace ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję.



**HIGIENA**

Uchwyty do prowadzenia, piąte koło i dźwignie hamulców ułatwiają manewrowanie wózkami.



**PORĘCZNOŚĆ**

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Rama wózka wykonana ze stali epoksydowanej w kolorze białym
- Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego wykonane z dodatkiem substancji antybakteryjnej
- Leże pacjenta dwusekcyjne wykonane z ABS (Skot Pediatric – leże wykonane z HPL)
- Układ jezdny oparty na czterech kołach oraz piąte koło
- Hamulec centralny, dźwignie hamulca po obu stronach wózka
- Materac w pokrowcu poliuretanowym lub winylowym
- Stojak na kroplówki
- Tuleje do stojaka na kroplówki – 2 szt.
- Odbojniki w narożnikach leża
- Składane barierki boczne opuszczane poniżej poziomu leża pacjenta – 2 szt.
- Oparcie pleców regulowane sprężyną gazową
- Uchwyty do prowadzenia od strony głowy i nóg pacjenta
- Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnej po obu stronach wózka
- Skot Silver Ambu – oparcie pleców regulowane za pomocą pilota
- Skot Ophtalmo – zintegrowany zagłówek
- Skot Pediatric – przezroczyste panele – 10 szt.

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (nie dotyczy Skot Pediatric)

- Składane uchwyty do prowadzenia od strony głowy pacjenta
- Składane uchwyty do prowadzenia od strony nóg pacjenta
- Leże pacjenta przezierne dla promieni RTG (HPL) (nie dotyczy: Skot Silver Ambu)
- Pasy 2 szt.
- Uchwyty do pasów
- Zaciski
- Dwie szyny ze stali nierdzewnej na akcesoria
- Leże pacjenta czterosekcyjne
- Taca na akcesoria
- Taca do posiłków na barierkach bocznych
- Uchwyt na prześcieradło w rolce
- Uchwyt na worki urologiczne
- Zabezpieczenie barierki przed przypadkowym opuszczeniem
- Materac w kolorystyce do wyboru
- Komfortowy materac z pamięcią kształtu
- Materac z uchwytami transportowymi
- Zagłówek do zabiegów stomatologicznych
- Poduszka do wózka Skot Pediatric
- Składany stojak na kroplówki
- Teleskopowy stojak na kroplówki



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Skot Silver	Skot Silver Ambu	Skot Ophtalmo	Skot Paediatric
Wymiary zewnętrzne:	2100 x <b>740</b> mm	2100 x <b>740</b> mm	2200 x 800 mm	2150 x 740 mm
Wymiary leża:	1900 x <b>620</b> / 720 mm	1900 x <b>620</b> / 720 mm	1900 x 620 mm	1700 x 550 mm
Regulacja wysokości:	600 – 920 mm	600 – 920 mm	600 – 920 mm	600 – 920 mm
Regulacja segmentu oparcia pleców:	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°
Regulacja przechyłu Trendelenburga /anty-Trendelenburga	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Udźwig:	300 kg	300 kg	300 kg	280 kg
Średnica kół:	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Grubość materaca:	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm