

FOTOTERAPIA

NeoMask

Maska na oczy do fototerapii

Miękkie, bezpieczne rozwiązanie do ochrony
oczu podczas fototerapii noworodków

- Regulowany pasek dla optymalnego komfortu i bezpiecznego dopasowania
- Łatwy w użyciu
- Ergonomicznie zaprojektowana podkładka chroniąca oczy w celu zmniejszenia nacisku oraz zwiększenia ochrony przed światłem
- Ultradźwiękowo spawane zakładki do bezpiecznego mocowania



Numer części: 1114015

Rozmiar L

32 - 38 cm potyliczny - obwód czołowy



Numer części: 1114016

Rozmiar M

26 - 32 cm potyliczny - obwód czołowy



Numer części: 1114017

Rozmiar S

20 - 26 cm potyliczny - obwód czołowy



NeoMask został zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnego komfortu i ochrony oczu noworodkom podczas leczenia fototerapią. Jednoczęściowa, owijana konstrukcja jest zabezpieczona w dwóch punktach, które można niezależnie regulować, aby zapobiec niepożądanemu ruchowi i umożliwić wygodne i bezpieczne dopasowanie.

Duża podkładka chroniąca oczy została ergonomicznie zaprojektowana w celu zmniejszenia nacisku i zwiększenia ochrony przed światłem. Opaska na głowę pozwala jednak na przenikanie niebieskiego światła, dzięki czemu głowa nadal jest poddawana zabiegowi fototerapii.

Wszystkie maski do fototerapii są dostarczane w opakowaniach po 20 sztuk



neoplus



<https://www.neoplus.com.pl>

NEO PLUS SP. Z O.O.

UL WIERZEJSKA 94/12 P7-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TEL 44 616 72 99 FAX 44 739 31 40
EMAIL biuro@neoplus.com.pl