

Bronchoskopy EB-J10

*Odkryj krystalicznie czysty obraz
High-Definition w najlepszym wydaniu*



Videobronchoskop EB-J10 firmy PENTAX Medical zapewnia ostry i wyraźny obraz wysokiej jakości. W połączeniu z procesorem High-Definition oferującym technologię i-scan, bronchoskopy umożliwiają szybsze wykrywanie, precyzyjną demarkację i wspomagają odpowiednie leczenie pacjentów.

Niezwykle ergonomiczna budowa i elastyczność bronchoskopów zapewniają łatwość obsługi podczas codziennego użytkowania. Bronchoskopy EB-J10 spełniają rosnące wymagania higieniczne i są kompatybilne ze STERRAD®, zapewniając bezpieczeństwo pacjenta i użytkownika.

Przełomowy postęp w zakresie endoskopii



Szczegółowa wizualizacja dzięki ostremu obrazowaniu

Doskonała wizualizacja HD zapewnia szybkie i szczegółowe badanie układu oddechowego i prowadzi do dokładniejszego wykrywania nieprawidłowości, co sprzyja precyzyjnej demarkacji zmian lub guzów.

Niezawodność dla bezpieczeństwa użytkownika i pacjenta

Bronchoskopy EB-J10 spełniają rosnące wymagania higieniczne dzięki zastosowaniu akcesoriów jednorazowego użytku i kompatybilności z STERRAD[®], zapewniając bezpieczeństwo użytkownika i pacjenta.

Ułatwiająca obsługę niezwykle ergonomiczna budowa

Niezwykła ergonomia i lekkość korpusu sterowania, w połączeniu z doskonałą sterownością gastrokopu, dzięki bardzo małemu promieniowi gięcia końcówki, sprawiają, że obsługa jest łatwiejsza.

Videobronchoskop

	EB11-J10	EB15-J10	EB19-J10
Średnica końcówki dystalnej [mm]	3,7	5,4	6,1
Średnica rurki wprowadzającej [mm]	3,9	5,2	6,4
Średnica kanału narzędziowego [mm]	1,2	2,0	2,8
Długość robocza [mm]	600	600	600
Pole widzenia [°]	120	120	120
Kąt nachylenia końcówki góra/dół [°]	210/130	210/130	180/130



Dział Sprzedaży / Akcesoria:

Varimed Sp. z o.o.
Wrocław 50-442
ul. T. Kościuszki 115/4U
tel. +48 71 361 14 18
fax: +48 71 361 86 11

Dział Sprzedaży:

Leszno 64-100
ul. K. Karasia 16
tel. +48 65 529 36 89
fax: +48 65 520 99 78
e-mail: varimed@varimed.pl

Dział Serwisu:

Leszno 64-100
ul. Usługowa 20
tel. +48 65 529 72 35
fax: +48 65 529 36 97
e-mail: serwis@varimed.pl