

## Koszyki na akcesoria / Baskets for accessories

### Parametry techniczne

#### KOSZYK NA AKCESORIA (DUŻY)

- Drut ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- USU-01 anodowane aluminium
- Wymiary: 360x150x160 mm
- Waga: 0,80 kg
- Maksymalne obciążenie: 4 kg

### Typ/Code

#### KR-01KO/2xUSU-01



### Technical parameters

#### BASKET FOR ACCESSORIES

- Stainless steel wire 0H18N9 (AISI304) grade
- USU-01 anodized aluminium
- Dimensions: 360x150x160 mm
- Weight: 0,80 kg
- Max. load: 4 kg

#### KOSZYK NA AKCESORIA (DUŻY)

- Drut ze stali lakierowanej proszkowo
- USU-01 anodowane aluminium
- Wymiary: 360x150x160 mm
- Waga: 0,80 kg
- Maksymalne obciążenie: 4 kg

#### KR-01ST/2xUSU-01



#### BASKET FOR ACCESSORIES

- Basket of powder-varnished steel wire
- USU-01 anodized aluminium
- Dimensions: 360x150x160 mm
- Weight: 0,80 kg
- Max. load: 4 kg

#### KOSZYK NA AKCESORIA (MAŁY)

- Drut ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- USU-01 anodowane aluminium
- Wymiary: 290x96x90 mm
- Waga: 0,50 kg
- Maksymalne obciążenie: 2,5 kg

#### KR-02KO/USU-01




#### BASKET FOR ACCESSORIES

- Stainless steel 0H18N9 (AISI304) grade
- USU-01 anodized aluminium
- Dimensions: 290x96x90 mm
- Weight: 0,50 kg
- Max. load: 2,5 kg

#### KOSZYK NA AKCESORIA (MAŁY)

- Drut ze stali lakierowanej proszkowo
- USU-01 anodowane aluminium
- Wymiary: 290x96x90 mm
- Waga: 0,50 kg
- Maksymalne obciążenie: 2,5 kg

#### KR-02ST/USU-01




#### BASKET FOR ACCESSORIES

- Basket of powder-varnished steel wire
- USU-01 anodized aluminium
- Dimensions: 290x96x90 mm
- Weight: 0,50 kg
- Max. load: 2,5 kg

#### KOSZYK NA CEWNIKI

- Drut ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- USU-01 anodowane aluminium
- Wymiary: 115x115x500 mm
- Waga: 0,45 kg
- Maksymalne obciążenie: 2 kg

#### PC-04/USU-01



#### CATHETER BASKET

- Stainless steel wire 0H18N9 (AISI304) grade
- USU-01 anodized aluminium
- Dimensions: 115x115x500 mm
- Weight: 0,45 kg
- Max. load: 2 kg

Możliwość zmiany uchwytu szynowego USU-01 na inny (str. 7)  
The possibility to change the rail handle USU-01 type for another type (page 7)