

**Testy ELISA produkcji Calbiotech. Testy dedykowane do badań naukowych (RUO).  
Dystrybucja w Polsce, Erba Polska Sp. z o. o.**

<b>Thyroid Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
Thyroxine (T4) ELISA	T4224T	2 µg/dL	25 µL	60/15 mins
Thyroxine (T4) ELISA (Mouse/Rat)	T4044T-100	1 µg/dL	10 µL	60/15 mins
Thyroxine, Free (FT4) ELISA	F4223T	0.4 ng/dL	50 µL	60/15 mins
Triiodothyronine (T3) ELISA	T3379T	1.4 pg/mL	50 µL	60/15 mins
Triiodothyronine (T3) ELISA (Mouse/Rat)	T3043T-100	0.25 pg/mL	25 µL	60/15 mins
Triiodothyronine Free (FT3) ELISA	F3226T	1.42 pg/dL	50 µL	60/15 mins
TSH ELISA	TS227T	0.5 µIU/ mL	50µL	60/15 mins
<b>Fertility Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
FSH ELISA	FS232F	5 µIU/mL	50 µL	60/15 mins
hCG ELISA	HC251F	10 µIU/mL	25 µL	60/15 mins
LH ELISA	LH231F	3.1 mIU/mL	50 µL	60/15 mins
LH Ultra Sensitive lumELISA	LH550F	-	-	-
Prolactin ELISA	PR234F	5 ng/mL	25 µL	60/15 mins
Prolactin ELISA (Mouse/Rat)	PR063F-100	5 ng/mL	25 µL	60/15 mins
<b>Steroid Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
ACTH ELISA	AC018T	-	-	-
ACTH ELISA (Mouse/Rat)	AC018T - 100	6.8 pg/mL	200 µL	240/30 mins
ACTH Ultra Sensitive lumELISA	AC562T	-	-	-
ACTH Ultra Sensitive lumELISA (Mouse/Rat)	AC562T - 100	-	-	-
Androstenedione ELISA	AD183E	0.12 ng/mL	25 µL	60/15 mins
Cortisol ELISA	CO368S	20 ng/mL	25 µL	60/15 mins
Cortisol ELISA (Mouse/Rat)	CO116S - 100	5 ng/mL	25 µL	60/15 mins
Cortisol ELISA (Saliva)	CO116S	-	-	-
Cortisol ELISA (Sheep)	CO116S - 400	1 ng/mL	40 µL	60/15 mins
DHEA-S ELISA	DH291S	0.50 µg/mL	25 µL	60/15 mins
Estradiol ELISA	ES380S	10 pg/mL	25 µL	60/15 mins
Estradiol ELISA (Mouse/Rat)	ES180S - 100	3 pg/mL	25 µL	120/30 mins
Estradiol Ultra Sensitive lumELISA	ES561S	-	-	-
Estriol, Free ELISA	EF313S	0.4 ng/mL	50 µL	60/30 mins
Estrogens Total ELISA	TE192S	10 pg/mL	50 µL	120/30 mins
Progesterone ELISA	PG362S	2.5 ng/mL	10 µL	60/15 mins
Progesterone ELISA (Mouse/Rat)	PG129D - 100	0.1 ng/mL	25 µL	60/15 mins
Progesterone ELISA (Saliva)	PG119SD	-	-	-
Testosterone ELISA	TE373S	0.1 ng/mL	25 µL	60/15 mins
Testosterone ELISA (Mouse/Rat)	TE187S -100	0.1 ng/mL	25 µL	60/15 mins
Testosterone, Free ELISA	FT178S	0.25 pg/mL	20 µL	75 mins
<b>Diabetes Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
C-Peptide ELISA	CP441S	0.2 ng/mL	50 µL	60/15 mins
Insulin ELISA	IN374S	6.25 µIU/mL	25 µL	60/15 mins
Insulin ELISA (Mouse/Rat)	IS130D - 100	-	-	-
Insulin ELISA (Saliva)	IS121D	-	-	-
Pro-Insulin ELISA	PI099D	6.6 pmol/L	100 µL	Overnight

<b>Allergy Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
IgG ELISA	T1244A	40 IU/mL	20 µL	30/30/10 mins
<b>Anemia Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
Ferritin ELISA	FR248T	10 ng/mL	10 µL	20/20/10 mins
<b>Growth Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
Growth Hormone ELISA	HG377S	2.5 ng/mL	25 µL	30/10 mins
<b>Bone Metabolism Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
25(OH) Vitamin D ELISA	VD220B	1.25 ng/mL	10 µL	90/30/30 mins
PTH ELISA	PT311T	12.7 pg/mL	25 µL	90/30 mins
<b>Inflammatory Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
Alpha 1-Antichymotrypsin (ACT) ELISA	AC190S	6.25 ng/mL	10 µL	60/30/15 mins
Lysozyme ELISA	LS162C	1 ng/mL	25 µL	60/15 mins
C-Reactive Protein ELISA	CR375C	-	-	-
Secretory IgA ELISA	SC221A	6.25 µg/dL	10 µL	60/30/15 mins
<b>Cancer Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
Beta2 Microglobulin	BM010T	0.625 µg/mL	20 µL	30/30/20 mins
AFP ELISA	AF237T	5 ng/mL	25 µL	60/15 mins
CA 15-3 ELISA	CA240T	15 U/mL	25 µL	60/60/15 mins
CA 19-9 ELISA	CA238T	15 U/mL	25 µL	60/60/15 mins
CA-125 ELISA	CA239T	25 U/mL	50 µL	60/15 mins
CEA ELISA	CE236T	5 ng/mL	50 µL	60/10 mins
Chromogranin A	CN101T	10 ng/mL	20 µL	60/60/15 mins
Free PSA ELISA	PS233T	1 ng/mL	50 µL	60/15 mins
PSA ELISA	PS235T	2 ng/mL	25 µL	60/15 mins
<b>Cardiac Markers</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
CKMB ELISA	CK154C	-	20 µL	60/20/15 mins
FABP ELISA	FA155C	0.005 mg/L	5 µL	60/15 mins
MPO ELISA	MP156A			
Myoglobin ELISA	MG017C	25 ng/mL	20 µL	45/20 mins
Troponin I ELISA	TI439C	2 ng/mL	100 µL	90/20 mins
<b>Drugs of Abuse</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
Amphetamine	AM080D	-	10 µL	60/30 mins
Barbiturates	BA081D	-	10 µL	60/30 mins
Cannabinoids	CA083D	-	10 µL	60/30 mins
Cocaine Metabolite	CO084D	-	10 µL	60/30 mins
Cotinine	CO096D	-	10 µL	60/30 mins
Cotinine (Mouse/Rat)	CO096D - 100	5 ng/mL	15 µL	60/30 mins
Fentanyl	FE087D			
Fentanyl (Canine)	FE087D - 300	-	20 µL	60/30 mins
Flunitrazepam	FL088D	-	20 µL	60/30 mins
LSD	LS089D	-	20 µL	60/30 mins
Methamphetamine	ME090D	-	10 µL	60/30 mins
Morphine Specific	MO091D	-	20 µL	60/30 mins
Morphine (Canine)	MO091D - 300	-	20 µL	60/30 mins
Opiates	OP092D	-	10 µL	60/30 mins
PCP	PC093D	-	10 µL	60/30 mins

Tricyclics	TR094D	-	20 µL	60/30 mins
<b>Autoimmune Disorders</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
ANA Screen IgG ELISA	AN033G	-	10 µL	20/20/10 mins
Cardiolipin IgA ELISA	CA035A	-	10 µL	20/20/10 mins
Cardiolipin IgG ELISA	CA034G	-	10 µL	20/20/10 mins
Cardiolipin IgM ELISA	CA036M	-	10 µL	20/20/10 mins
Cardiolipin Total Ab ELISA	CA077T	-	10 µL	20/20/10 mins
dsDNA IgG ELISA	DD037G	-	10 µL	20/20/10 mins
Mitochondrial (MA) Ab ELISA	MT073G	-	10 µL	20/20/10 mins
RNP/ Sm IgG ELISA	RN038G	-	10 µL	20/20/10 mins
Scl-70 ELISA	SC043G	-	10 µL	20/20/10 mins
Sm IgG ELISA	SM039G	-	10 µL	20/20/10 mins
SSA IgG ELISA	SA040G	-	10 µL	20/20/10 mins
SSB IgG ELISA	SB041G	-	10 µL	20/20/10 mins
Thyroglobulin Ab (TG) ELISA	TG070T	-	10 µL	20/20/10 mins
Thyroid Peroxidase (TPO) IgG ELISA	TP069G	-	10 µL	20/20/10 mins
<b>Infectious Disease</b>	<b>Nr kat.</b>	<b>Czułość</b>	<b>Objętość próbki</b>	<b>Czas do wyniku</b>
Anthrax IgG ELISA	AP024G	AP024G	-	5 µL
Brucella IgG ELISA	BA052G	BA052G	-	10 µL
Brucella IgM ELISA	BA053M	BA053M	-	10 µL
Chlamydia pneumonia IgA ELISA	CP020A	CP020A	-	10 µL
Chlamydia pneumonia IgG ELISA	CP083G	CP083G	-	10 µL
Chlamydia pneumonia IgM ELISA	CP095M	CP095M	-	10 µL
Chlamydia trachomatis IgA ELISA	CT056A	-	10 µL	20/20/10 mins
Chlamydia trachomatis IgG ELISA	CT054A	-	10 µL	20/20/10 mins
Chlamydia trachomatis IgM ELISA	CT055A	-	10 µL	20/20/10 mins
CMV IgG ELISA	CM027G	-	10 µL	20/20/10 mins
CMV IgM ELISA	CM028M	-	10 µL	20/20/10 mins
Dengue Virus IgG ELISA	DE050G	-	10 µL	20/20/10 mins
Dengue Virus IgM ELISA	DE051M	-	10 µL	20/20/10 mins
EBV-VCA IgA ELISA	EV011A	-	10 µL	20/20/10 mins
EBV-VCA IgG ELISA	EV010G	-	10 µL	20/20/10 mins
EBV-VCA IgM ELISA	EV012M	-	10 µL	20/20/10 mins
H. Pylori IgA ELISA	HP014A	-	10 µL	20/20/10 mins
H. Pylori IgG ELISA	HP013G	-	10 µL	20/20/10 mins
H. Pylori IgM ELISA	HP015M	-	10 µL	20/20/10 mins
HSV-1 IgG ELISA	H1029G	-	10 µL	20/20/10 mins
HSV-1 IgG ELISA (Mouse/Rat)	H1029G - 100	-	10 µL	20/20/10 mins
HSV-1 IgM ELISA	H1030M	-	10 µL	20/20/10 mins
HSV-2 IgG ELISA	H2031G	-	10 µL	20/20/10 mins
HSV-2 IgM ELISA	H2032M	-	10 µL	20/20/10 mins
Measles IgG ELISA	MS018G	-	10 µL	20/20/10 mins
Measles IgM ELISA	MS019M	-	10 µL	20/20/10 mins
Mumps IgG ELISA	MP060G	-	10 µL	20/20/10 mins
Mumps IgM ELISA	MP060M	-	10 µL	20/20/10 mins
Mycoplasma IgG ELISA	MP020G	-	10 µL	20/20/10 mins

Mycoplasma IgM ELISA	MP021M	-	10 µL	20/20/10 mins
Rubella IgG ELISA	RB025G	-	10 µL	20/20/10 mins
Rubella IgM ELISA	RB026M	-	10 µL	20/20/10 mins
Salmonella IgG ELISA	ST093G	-	10 µL	20/20/10 mins
Salmonella IgM ELISA	ST084M	-	10 µL	20/20/10 mins
Toxoplasma IgA ELISA	TX023A	-	10 µL	20/20/10 mins
Toxoplasma IgG ELISA	TX022G	-	10 µL	20/20/10 mins
Toxoplasma IgM ELISA	TX024M	-	10 µL	20/20/10 mins
Treponima pallidum IgG ELISA	TP076G	-	10 µL	20/20/10 mins
Treponima pallidum IgM ELISA	TP089M	-	10 µL	20/20/10 mins
Treponima pallidum Total ELISA	TP094T	-	10 µL	20/20/10 mins
VZV IgG ELISA	VZ081G	-	10 µL	20/20/10 mins
VZV IgM ELISA	VZ082M	-	10 µL	20/20/10 mins