

BEZPIECZEŃSTWO I EKOLOGIA W USUWANIU ODPADÓW MEDYCZNYCH

- ✓ wyprodukowany w Polsce
- ✓ w 100% z polipropylenu z recyklingu
- ✓ do produkcji używamy energii słonecznej

WYPRODUKOWANY
W 100%
Z SUROWCÓW
Z RECYKLINGU



- ✓ posiada atest PZH
- ✓ bardzo trwałe, stabilny i odporny na uszkodzenia mechaniczne
- ✓ międzynarodowy znak ostrzegawczy oraz instrukcja użytkowania
- ✓ otwór z wcięciem, umożliwiającym oddzielenie strzykawki od igły
- ✓ pokrywka z tymczasowym oraz hermetycznym zamknięciem

Picadura 0,7 L	Picadura 1 L	Picadura 2 L	Picadura 3,5-4 L	Picadura 5 L
wys. 123 mm dł. 108 mm, szer. 58 mm otwór wrzut. 40mm *owalny	wys. 125 mm średnica 144 mm otwór wrzut. 63 mm	wys. 155 mm średnica 167 mm otwór wrzut. 70 mm	wys. 157 mm średnica 225 mm otwór wrzut. 90 mm *z uchwytem	wys. 195 mm średnica 225 mm otwór wrzut. 90 mm *z uchwytem

Wszystkie pojemniki Picadura dostępne są w 3 kolorach: czerwonym, żółtym i niebieskim

