

KARTA KATALOGOWA

1. PEŁNA NAZWA WYROBU

Stół do badania niemowląt z szafką SBN-S

2. ZDJĘCIE



3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość do leżyska:	790 mm
Wysokość całkowita :	990 mm
Głębokość:	750 mm
Szerokość:	960 mm
Dopuszczalne obciążenie:	75 kg
Wymiary wewn. leżyska:	880 x 680 mm
Wymiary szafki:	350 x 700 mm
Waga :	46 kg

5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Deklaracja zgodności CE, wpis do URWM.

6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Stabilny stelaż ze stali węglowej malowanej proszkowo, duże, wygodne leżysko tapicerowane tkaniną zmywalną odporną na środki dezynfekcyjne oraz promienie UV obudowa tapicerowana – burty osłonięte na zewnątrz tworzywowymi osłonami, szafka z płyty melaminowanej zlokalizowana pod leżyskiem. 18 kolorów tapicerki do wyboru

7. PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska
46-100 Namysłów, ul. Kresowa 5, NIP 752-111-59-85