



U.B.M.-KATARZYNA KOTASIŃSKA
ul. Kazimierza Pułaskiego 4B
46-100 Namysłów
NIP 752-111-59-85
REGON: 531661377

tel.: +48 77 412 70 78
tel.: +48 77 410 52 57
biuro@meble-medyczne.pl
www.meble-medyczne.pl

KARTA KATALOGOWA

1. PEŁNA NAZWA WYROBU

Stół do badania niemowląt z półką

2. ZDJĘCIE



3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU / WYROBU

Przeznaczony jest do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach.

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość do leżyska:	790 mm
Wysokość całkowita :	990 mm
Głębokość:	750 mm
Szerokość:	960 mm
Waga :	31 kg

5. NORMY SPEŁNIANE PRZEZ PRODUKT / WYRÓB

Deklaracja zgodności CE

6. ZESTAW URZĄDZEŃ (WYROBÓW) STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRODUKTU

Stelaż metalowy, leżysko tapicerowane wraz z obudową tapicerowaną, osłony tworzywowe, dolna półka

7. PRODUCENT

Usługi Branży Metalowej Katarzyna Kotasińska
46-100 Namysłów, ul. Pułaskiego 4B, NIP 752-111-59-85



Firma posiada certyfikowany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
System Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 13485