



Cechy

- Koła FAST BIG WHEELS to akcesoria do krzesła FAST służące do transportu w trudnym terenie lub szybkiej ewakuacji
- Przeznaczone do jazdy w podmokłym i nierównym terenie, piachu oraz kamieniach
- Koła można szybko i łatwo dołączyć do zestawu dzięki konstrukcji szybkodemontowalnej ramy
- Koła dopinamy do krzesła bez użycia narzędzi
- Przeznaczone do mycia pod ciśnieniem
- 65-0407-001-P FAST BIG WHEELS
- W zestawie torba do przewożenia w ambulansie

Specyfikacja

| Średnica kół | Waga | Limit obciążenia |
|--------------|------|------------------|
| 530 x 50 mm | 8 kg | 250 kg |