



• Opcjonalne akcesoria

Cechy

- Krzesło FST (nr do zamówienia 60-4110-001) może być używane jako krzesło schodowe, krzesło ewakuacyjne lub krzesło transportowe
- Przy modyfikacji istniejącego krzesła do wersji plastikowej można użyć plastikowego siedziska (numer do zamówienia 65-4100-110 - ZESTAW PLASTIKOWEGO SIEDZISKA KRZESŁA FST)
- Idealne i efektywne kosztowo rozwiązanie z systemem prowadnic gąsienicowych Ferno EZ Glide
- Całkowicie aluminiowa konstrukcja ramy może obsługiwać pacjentów o wadze do 250 kg, a zintegrowana wysuwana gąsienica schodowa umożliwia zjeżdżanie po schodach bez konieczności przenoszenia lub podnoszenia
- Dwa przednie koła obrotowe 125 mm i dwa tylne koła stałe 150 mm z blokadami
- Koła przy zachowaniu dobrej przyczepności i komfortu mają minimalny wskaźnik przylegania zanieczyszczeń i zapewniają bardzo dobrą zwrotność w ciasnych przestrzeniach, takich jak spoczniki schodów lub ciasne korytarze
- W zestawie podparcie głowy i trzy pasy bezpieczeństwa
- Tylny górny uchwyt jest wysuwany i regulowany w czterech położeniach (od 1000 do 1580 mm)
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane w pięciu położeniach (maksymalne przedłużenie 340 mm)
- Winyłowy materiał jest łatwy do czyszczenia lub wymiany
- Opcjonalnie dostępny jest wygodny podnóżek, 4-punktowy pas bezpieczeństwa, kosz siatkowy, tylne uchwyty i system bezpiecznego mocowania SLM

Specyfikacje

Wysokość min.	Szer. całkowita	Dług. całkowita	Szer. siedziska	DxSxG po złożeniu	Waga	Limit obciążenia
1000 mm	516 mm	695 mm	415 mm	1000x516x200 mm	13,8 kg	250 kg

Akcesoria

Mocowanie na ścianie krzesła FAST - zaprojektowane do bezpiecznego mocowania krzesła FAST zarówno w zastosowaniu statycznym, jak i dynamicznym. Zwalnianie jedną ręką pozwala na szybkie zamocowanie lub zwolnienie krzesła.

60-4190-001



4-punktowe pasy bezpieczeństwa dla zwiększonego bezpieczeństwa

62-4400-001



ZESTAW PLASTIKOWEGO SIEDZISKA KRZESŁA FST

65-4100-110



Tylne uchwyty dostarczają dodatkowych punktów podparcia dla operatora, gdy podnosi on krzesło lub manewruje nad przeszkodami.

65-4122-001



Komfortowy podnózek zwiększa komfort i poczucie bezpieczeństwa pacjenta.

W zestawie bezpłatnie

65-4130-001



Podparcie głowy - w zestawie bezpłatnie

65-4126-001




Składane podłokietniki dla lepszego komfortu.

65-4128-001



Podnózek - w zestawie bezpłatnie

65-0209-002



Siatkowy kosz na akcesoria takie jak butla tlenowa.

65-4123-001



Krzesło FST zostało zaprojektowane tak, aby spełniać i przewyższać międzynarodowe normy, takie jak EN 1865-4:2012.



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl

Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.