

## INHALATOR PHILIPS RESPIRONICS FAMILY

### Nowoczesny inhalator i nebulizator

Ultra-kompaktowy system kompresorowy do inhalacji całej rodziny Nowy Philips Respironics Family został zaprojektowany w wyjątkowym stylu SOFT TOUCH - ŁAGODNY DLA ZMYŚLÓW, dzięki czemu inhalacje są jeszcze przyjemniejsze. Niewielkie rozmiary, bogate wyposażenie oraz łatwość użycia czyni go idealnym inhalatorem do stosowania w domu. Nowy Philips Respironics Family wyposażony jest w nebulizator Jet Basic, który gwarantuje wysoką efektywność inhalacji (skuteczność, szybkość i oszczędność leku).

Inhalator cieszący się największym zaufaniem wśród rodzin Philips Respironics Family został zaprojektowany w stylu SOFT TOUCH - ŁAGODNY DLA ZMYŚLÓW DZIECI I RODZICÓW. Bezpieczna nowoczesna konstrukcja Philips Respironics Family z filtrem Porex z udoskonalonym kompresorem o zwiększonej niezawodności. Łagodniejszy dźwięk towarzyszący pracy urządzenia, obudowa z delikatnego mięgkiego w dotyku tworzywa oraz estetyczne wykonanie sprawiają, że inhalator jest przyjazny dla wszystkich zmysłów.

### Bogate wyposażenie w standardzie

Inhalator pneumatyczny tłokowy (tzw. inhalator sprężarkowy) Philips Respironics Family to najnowszy model wśród dostępnych inhalatorów rodzinnych. Przeznaczony jest do terapii aerozolowej i wszelkiego rodzaju inhalacji, nebulizacji soli fizjologicznej oraz najpopularniejszych leków np. zawierających Budesonide czyli Budesonid, Pulmicort czy Miflonide.

Kompleksowe wyposażenie Philips Respironics Family pozwala na poprawę efektywności każdej inhalacji, w zestawie z inhalatorem znajduje się nebulizator Jet Basic, końcówka do nosa oraz ustnik. Rodzina decyduje o wyborze zestawu, z dwiema maseczkami (dla dorosłych i dla dzieci) lub z trzema maseczkami (dla dorosłych, dzieci i niemowląt). Komfort inhalacji i przechowywania urządzenia w każdych warunkach zapewnia 2 metrowy kabel, przewód powietrzny, torba oraz zapasowy filtr.

UWAGA! Nebulizator składa się z przezroczystego pojemnika na lek i niebieskiego stożka przewodzącego (rozpylacza). Części nebulizatora NIE są sprzedawane osobno.

### Dane techniczne:

wymiary: 145x97x167 mm

waga: 1,55 kg

wydajność nebulizatora: **0,28 ml/min** (0,9% NaCl)

inhalator pracuje w trybie 30 x 30 (30 min. pracy na 30 min. odpoczynku)

pojemność pojemnika na lek: 6 ml (MAX)

ilość leku pozostająca po inhalacji: ok. 0,4 ml

ciśnienie maksymalne: 2,3 bar

MMAD (przeciętna średnica cząstek): 1,9 mikro m - (0,9% NaCl)

poziom hałasu: 55 dB

wyposażenie: inhalator, nebulizator Jet Basic, maska dla dorosłych, maska dla dzieci, maseczka dla niemowląt (opcja), ustnik,

kończówka do nosa, przewód powietrzny, zapasowy filtr torba, instrukcja obsługi po polsku i gwarancja

moc pobierana: ok. 60 W

