

KWAPISZ®

Andrzej Kwapisz
Fabryka Aparatury Medycznej
Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 35/37
01-248 Warszawa
tel. (022) 837 00 20
w. 227 lub 249
tel./fax (022) 837 87 60



CE
0434

POMPA INFUZYJNA MONO 20 / 50



OPIS

- *Sterowanie i kontrola mikroprocesorem.*
- *Szybkość podawania płynów od 0,1ml/h do 99,9ml/h, regulowana co 0,1ml/h.*
- *Możliwość stosowania strzykawek 20ml lub 50ml.*
- *System zabezpieczający przed obturbacją żyły (KVO - keep vein open).*
- *Alarmy dźwiękowe: okluzja, KVO, rozładowana bateria.*
- *Funkcja aktywna Bolus (dawka uderzeniowa 256ml/h).*
- *Płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, który umożliwia czterogodzinną pracę.*
- *Możliwość mocowania na statywie.*
- *Zastosowanie w karetkach reanimacyjnych.*