

# urodyn<sup>+</sup>



Sensor Status 76 %  
Status: Flow sensor not connected  
Name:  
Patient ID:  
Gender: Male  
FLWS PATIENT SETUP



## Kluczowe zalety

Stosowany w szpitalach, gabinetach lekarskich, klinikach urologicznych, domach opieki itp.

Bezprzewodowe połączenie w celu maksymalizacji prywatności pacjenta

Możliwość wyboru przetwornika typu wagowego lub wirującego dysku

Zintegrowana drukarka dostarczająca dokumentację z badań

Wyświetlanie wykresu przepływu w czasie rzeczywistym

Nonogramy dostępne w standardzie

Przetwornik wagowy przechowuje 100 wyników stąd jest idealny dla domowych warunków



# mediwatch

dostawca pełnej oferty urologicznej



# urodyn+



Przetwornik wagowy



Krzesło mikcyjne z wirującym dyskiem



Pisuar

Odpowiedni dla wszystkich placówek opieki medycznej

Urodyn+ może być zastosowany z wieloma akcesoriami zaprojektowanymi dla różnych placówek medycznych (jak widać powyżej).

Urządzenie może być zamontowane na ścianie lub na stojaku lub prosto na biurku.

Możliwość wyboru albo wirującego dysku albo przetwornika wagowego

Urodyn+ może być wyposażony albo w przetwornik będący "złotym standardem" czyli wirujący dysk lub w przetwornik wagowy.

Całkowicie bezprzewodowe sterowanie

Urodyn+ może być połączony z przetwornikiem przepływu (zarówno wirującym dyskiem jak i przetwornikiem wagowym) za pomocą Bluetooth lub za pomocą kabla.

Ponadto podczas stosowania przetwornika wagowego, Urodyn+ może być sterowany przy zasilaniu bateryjnym, co czyni go całkowicie bezprzewodowym uroflowmetrem.

Szeroki zakres dostosowywania opcji

Duży ekran zapewnia łatwe w użyciu rozwijane menu, które pozwalają użytkownikowi skonfigurować Urodyn+ stosownie do jego wymagań.

Zawarte opcje to: liczba kopii wydruku, skala przepływu (mężczyzna/ kobieta), nomogramy (Liverpool i Siroky), limity czasu przepływu, płęć domyślna, opcje filtrowania itp.

Mobilność

Urodyn+ z przetwornikiem wagowym jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów którzy mają wykonywane badania w warunkach domowych. Zaletą aparatu jest jego mobilność. Przetwornik wagowy może przechowywać do 100 przepływów i dlatego może być stosowany oddzielnie w przypadku badań przeprowadzanych w domu pacjenta lub badań przeprowadzanych w domach opieki. Następnie wyniki badań mogą zostać wydrukowane gdy przetwornik wagowy połączy się z aparatem Urodyn+

Akcesoria

Opis	Numer katalogowy
Urodyn+ z wagowym przetwornikiem przepływu i ramą	UD2A1001
Urodyn+ z przetwornikiem przepływu typu wirujący dysk	UD2A1002
Wspornik montowany do ściany	UD2C103ONC1
Papier termiczny	E0230
Mobilny stojak na kółkach	PA-00231
Pisuar	E0111
Składany przenośny taboret z lejką i torbą na ramię	E0313
Krzesło mikcyjne	E0109

## Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz	Dotykowy monochromatyczny LCD 5.5" (rozdzielczość 320x240)
Typ przetwornika	Wirujący dysk lub przetwornik wagowy
Połączenie z przetwornikiem	Bezprzewodowe (Bluetooth) lub za pomocą kabla
Opcje przetwornika	Czas wypływu 10s, 20s, 30s, 1 min lub 2 min Autokasowanie lub zapisywanie zarejestrowanych wypływów Ustawienia filtra: standardowy lub Thompson
Wbudowana drukarka	Termiczna - 50 mm
Wprowadzanie danych	Wprowadzenie przez klawiaturę na ekranie
Moc wejściowa	18V DC podłączenie urządzenia do zasilania
Pobór energii	Max 2A
Bateria	Do ładowania 12 Volt
Wymiary	W x D x H = 36 x 25 x 9 cm
Waga	3.0 kg łącznie z baterią
Bateria	12 V DC (10 cells) NIMH
Wydatność baterii	4.5 Ah

## Bezprzewodowy przetwornik typu wirujący dysk

Wartość wypływu	Zakres	0 - 50 ml/s
	Rozdzielczość	Rozdzielczość 1 ml/s
	Dokładność	+/- 5%
Objętość	Zakres	0 - 1.500 ml
	Rozdzielczość	1 ml
	Dokładność	+/- 5%
Dane wejściowe		24 V DC/1.0 A

## Bezprzewodowy przetwornik wagowy

Wartość wypływu	Zakres	0 - 50 ml/s
	Rozdzielczość	1 ml/s
	Dokładność	+/- 5%
Objętość	Zakres	0 - 1.500 ml
	Rozdzielczość	1 ml
	Zakres	+/- 5%
Pamięć		Max. 100
Bateria		6V DC (85 cells) NIMH
Wydatność baterii		2 Ah (nominal)



mediwatch

Mediwatch UK Ltd - Swift House - Cosford Lane - Rugby CV21 1QN - UK  
Tel: +44 (0) 1788 547888 - Fax: +44 (0) 1788 536434  
E-mail: info@mediwatch.com - Web: www.mediwatch.com

Mediwatch USA - 1501 Northpoint Parkway - Suite 103 - West Palm Beach - FL 33407 - USA  
Tel: 1-561-471-2611 - Fax: 1-866-871-8262 - 888-471-2611 Toll Free USA only  
E-mail: sales@mediwatchusa.com - Web: www.mediwatch.com

CE