

## STATMATIC TYPE 31

STATMATIC to automatyczny system efektywnego czyszczenia i konserwowania od jednej do trzech końcówek stomatologicznych jednocześnie. Poddane właściwej ochronie będą mogły służyć dłużej i zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

STATMATIC to najszybszy i najlepszy sposób, w jaki można **zadbać o drogie końcówki stomatologiczne i wydłużyć ich okres użytkowania**. W prosty, efektywny i powtarzalny sposób dba o trzy wybrane końcówki stomatologiczne i ich mechaniczne nasadki. STATMATIC optymalizuje procedury pracy w gabinecie stomatologicznym i w kilka sekund po użyciu końcówki są odpowiednio wyczyszczone i zakonserwowane przed czekającą je sterylizacją.



Urządzenie wykonane jest z **najwyższej jakości stali nierdzewnej**, co pozwala na długoletnie jego wykorzystanie. Wydajność, bezusterkowość i wydłużenie żywotności końcówek stomatologicznych to ogromne atuty, które sprawiają, że urządzenie zarabia samo na siebie. Sposób działania STATMATIC'a jest bardzo **prosty** - otwierasz drzwiczki, zaczepiasz jedną, dwie lub trzy końcówki, zamykasz drzwiczki i naciskasz przycisk „start”. STATMATIC zaczyna działać - czyści i konserwuje każdą końcówkę, jedną po drugiej, każdą w 15 sekund. System zapewnia, że każde narzędzie otrzymało właściwą ilość konserwantu. Ta precyzyjnie odmierzona doza mieszanki surfaktantu, oleju, propellanu jest podawana w postaci piany, która aktywnie oczyszcza wszystkie elementy końcówki. Nadmiar oleju jest usuwany poprzez stały dopływ strumienia powietrza. W rezultacie narzędzia są **idealnie przygotowane do sterylizacji**.

Z **systemem ochrony końcówek stomatologicznych CM Care** zanieczyszczenia są usuwane bezpiecznie. Możemy być pewni, że nasadki w sposób bezpieczny i prosty zostały pozabawione zabrudzeń. CM Care jest łatwy w zastosowaniu – umieszczamy końcówki w urządzeniu, naciskamy przycisk i po kilku minutach mamy perfekcyjnie wyczyszczone końcówki stomatologiczne. CM Care wydłuża żywotność mechanizmów końcówek stomatologicznych.

**Środek konserwujący jest w spray-u**, a jego wymiana jest tak prosta, jak cała obsługa urządzenia. Ponadto jest bezpieczna i wygodna – wyjmujemy zużyty pojemnik ze spray-em, wymieniamy go na nowy, a pierścień podtrzymujący sam wraca na swoje miejsce przytrzymując pojemnik we właściwym miejscu.

**Wymiary** STATMATIC (szer. 28,5 cm/ dł. 19 cm / wys. 40 cm) oraz łatwość przenoszenia (waga jedynie 8,6 kg) sprawiają, że zawsze znajdzie się dla niego miejsce, a pasuje niemal wszędzie. Posiada wbudowane podłączenie do kompresora powietrza z regulatorem sprężonego powietrza.

Każde narzędzie powinno być zabezpieczone zanim zostanie poddane procesowi sterylizacji. **Połączenie działania STATMATIC i STATIM**, najszybszego autoklawu na świecie, razem tworzą doskonałe rozwiązanie w zakresie zarządzania czasem i efektywnością w gabinecie stomatologicznym. Te dwa urządzenia firmy SciCan to najprostszy i najdelikatniejszy dla końcówek stomatologicznych sposób czyszczenia, zabezpieczenia i sterylizacji. Nie jest istotne, czy są to turbiny STATIS, końcówki stomatologiczne, kątnice czy inne dostępne narzędzia. Trzy końcówki stomatologiczne mogą być **wyczyszczone w 45 sekund** (STATMATIC) i **wysterylizowane w 6 minut** (STATIM).

Specyfikacja techniczna:

Wymiary	Waga	Zasilanie	Poziom hałasu	Ciśnienie powietrza
285 – 190 – 400 mm	8,6 kg	100-230 V 50 / 60 Hz max. 30 VA	60 dB	4-6 bar

#### Podsumowanie zalet STATMATIC:

- **automatycznie czyści i zabezpiecza od jednej do trzech końcówek stomatologicznych i potrzebuje jedynie 15 sekund na każdą z nich;**
- **unikalny system ochrony końcówek stomatologicznych i ich elementów (CM Care);**
- **chemicznie i fizycznie czyści przy użyciu bezpiecznego dla nich środka w postaci piany;**
- **optymalnie pokrywa całą końcówkę stomatologiczną substancją konserwującą;**
- **usuwa nadmiar środka konserwującego za pomocą skompresowanego powietrza;**
- **łatwa wymiana spray-u;**
- **3 lata gwarancji od firmy SciCan.**

