

MAGOFON-01

Przenośne urządzenie do terapii magneto-akustycznej



Poszukiwania nowych efektywnych metod leczenia różnych schorzeń doprowadziło do skonstruowania urządzenia łączącego w sobie najlepsze zalety terapii polem magnetycznym i wibracjami – urządzenia o nazwie MAGOFON.

Pole magnetyczne jest dobrze znane ze swego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego; poprawia lokalne krążenie krwi; stymuluje resorpcję stanów zapalnych i obrzęków pourazowych, a także przywraca skaleczone tkanki. Stosowanie szerokopasmowych wibracji

akustycznych ułatwia przywracanie wiązań między dotkniętą chorobą organów, a mózgiem.

Działanie kliniczne zapewnia pozytywne kompleksowe działanie zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości i wibracji akustycznych na organizm ludzki. Ich połączone działanie zwiększa natężenie krążenia krwi i uwalnia od bólu, stymuluje procesy metaboliczne oraz przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek.

Urządzenie MAGAFON może być stosowane z farmakoterapią.

Zalety:

- szeroki zakres wskazań,
- wysoki efekt terapeutyczny przy minimalnym zakresie przeciwwskazań.

Przenośne urządzenie MAGAFON korzystnie wyróżnia się na tle innych skomplikowanych stacjonarnych wielofunkcyjnych urządzeń fizykoterapeutycznych:

- nie wymaga uziemienia, co umożliwia przeprowadzanie zabiegów bezpośrednio przy łóżku pacjenta,
- łatwość obsługi umożliwia zabiegi u pacjentów w warunkach domowych.

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości akustycznych	0,02 – 20 kHz
Amplituda indukcji magnetycznej	30±9 mT
Zasilanie	220 ± 10% ACV, 50 Hz
Waga	0,70 kg
Wymiary	200 x 60 x 75 mm
Klasa bezpieczeństwa	II, typu BF
Moc pobierana	36 VA