

Samsung Medison SonoAce X6



Moc w kompaktowych wymiarach

Wszechstronny, w pełni funkcjonalny aparat USG o ostrym, krystalicznie czystym obrazie z kolorowym Dopplerem. Technologia Samsunga i szeroka oferta głowic sprawia, że zaspokoi on potrzeby lekarzy wielu specjalności.

Najważniejsze cechy

- Niezwykle wysoka jakość i szybkość obrazowania w dostępnych trybach
- Bardzo czułe tryby dopplerowskie
- Intuicyjna obsługa i ergonomia pracy
- Kompaktowy design

Tryby obrazowania:

- B-mode, M-mode, THI (obrazowanie harmoniczne)
- 3D z wolnej ręki
- Tryby dopplerowskie o najwyższej czułości: Color, Power, PW, PW kierunkowy, CW, Tkankowy (w wersji CV)

Funkcje specjalne i dodatkowe:

- QuickScan™(automatyczna optymalizacja obrazu B i PW)
- EKG (w wersji CV)

Funkcje poprawiające jakość obrazowania:

- FSI™ (Full Spectrum Imaging) - wykorzystanie pełnego spektrum odbieranego sygnału (na wielu częstotliwościach jednocześnie)
- SRF™ (Speckle Reduction Filter) – redukcja szumów echa w trybie 2D

Informacje ogólne:

- Rozbudowany post-processing
- Rozbudowana platforma pomiarowa (także obrazów zapisanych w pamięci)
- Pojemna pamięć CINE
- Twardy dysk: 80 GB
- 15 calowy monitor LCD umieszczony na ruchomym ramieniu
- 4 porty USB i zintegrowana nagrywarka DVD
- Pełen zestaw głowic: convex, microconvex, endokawitarne, liniowe, kardiologiczne (Phased Array, ołówkowe),