

# ASPEED



## Cechy produktu:

- Ssak stacjonarny.
- Przeznaczony do pracy ciągłej.
- Przystosowany do użytku domowego i szpitalnego. Konstrukcja z 1 lub 2 pompami. Płynna regulacja siły ssącej.
- Kompletne wyposażenie standardowe: filtr antybakteryjny, pojemnik 500 lub 1000 ml, kaniula, ręczny regulator przepływu, silikonowe przewody połączeniowe, przewód zasilania.
- Profesjonalne parametry pracy - siła ssania:  $0 \div -0,85$  bar, przepływ powietrza: 15 - 22 l/min (1 lub 2 pompy), poziom hałasu: 55 - 65 dB (1 lub 2 pompy).
- Zasilanie sieciowe 230 V.