


● - skrót do tabeli pełnych parametrów technicznych

LAMPY ZABIEGOWE SERII CHROMOPHARE® D300



Typ lampy	Cena w EURO
Lampa D300 wersja mobilna	od 1 420,00 €
Lampa D300 wersja naścienna	od 1 450,00 €
Lampa D300 wersja sufitowa	od 1 560,00 €

Podstawowe parametry	D300
temperatura widmowa źródła światła wg DIN 5035	4 500 K
natężenie oświetlenia w odległości 1 m	50 klux
współczynnik odwzorowania barw R_a	88
średnica pola oświetlenia d_{10}	14 cm
głębokość ostrości ($L_1 + L_2$ przedział roboczy bez konieczności dostawiania ostrości)	130 cm
promieniowana energia	4 mW / m ² lx
typ żarówki	halogenowa 12V / 50W
żywootność żarówki	1 000 h
masa lampy mobilnej / ściennej / sufitowej	8,3 kg / 5,8 kg / 6,6 kg
kolor	RAL 7035

Parametry świetlne podawane są z tolerancją +/- 10%

Lampa zabiegowa **CHROMOPHARE® D300** emituje światło o temperaturze barwowej 4 500 K zbliżonej do światła słonecznego. Emitowane neutralne białe światło, daje bardzo dobre oddawanie kolorów. Poprzez zastosowanie szybkiego i nie wymagającego narzędzi systemu wymiany przepalanej żarówki, lampa jest przyjazna dla użytkownika. Dodatkowo na komfort obsługi wpływa zastosowanie precyzyjnego w ustawieniu i łatwego w manewrowaniu, zawieszenia lampy.

Lampa dostępna jest w trzech podstawowych wersjach, zależnych od potrzeb użytkownika i miejsca, w którym ma być użytkowana. Wersja mobilna lampy jest idealna w zastosowaniach, gdy zachodzi potrzeba szybkiego przemieszczania lampy w różne miejsca. Lampa w wykonaniu naściennym dedykowana jest głównie do małych gabinetów zabiegowych gdzie nie wchodzi w rachubę mocowanie sufitowe. Z kolei lampa w zawieszeniu sufitowym znajdzie zastosowanie w większych gabinetach, salach zabiegowych i ambulatoryjnych.

Podane w katalogu ceny są orientacyjnymi cenami netto bez kosztów dostawy i montażu.