

STÓŁ ZABIEGOWY

Stół zabiegowy typ 212 H

Cena od 680,00 €



**Charakterystyka stołu:**

- m<sup>o</sup> bilny stół zabiegowy przeznaczony do zabiegów chirurgicznych, o patrolkowych oraz badań
- stół występuje również w wersji stacjonarnej / bez kół
- konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo
- dwusegmentowa tapicerowana leżąca z regulowanym segmentem oparcia pleców realizowanym za pomocą mechanizmu zapadkowego lub sprężyny gazowej (opcja)
- hydrauliczna regulacja wysokości leżąca realizowana za pomocą dwustronnego pedału nożnego
- powierzchnia stołu odporna na ścieranie, prosta mienia UV oraz środki dezynfekcyjne

**Parametry techniczne:**

Wymiary zewnętrzne: 750 x 2050 mm (lub inne)  
 Regulacja wysokości leżąca: 460 ÷ 860 mm  
 Kąt uniesienia oparcia pleców: do 75°  
 Nośność stołu: 180 kg (możliwa większa)

**Wyposażenie opcjonalne:**

Barierki boczne wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej  
 Funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga  
 Szyny boczne umiarkowanie zlizujące montowane wyposażenia dodatkowego  
 Wieszak krótkopłótki, uchwyt rękawki prześcieradła jedno-razowego  
 Krążki odbojowe w narożach leżąca  
 Stała wysokość leżąca