



E60/E60VGA

- Ręczny i automatyczny tryb zapisu
- Wydruk kopii
- Klawiatura funkcyjna
- Drukarka termiczna wysokiej rozdzielczości
- Papier: szer. 110 mm + 112 mm
- Wybór formatu wydruku
- Podwójny system zasilania: sieciowy i bateryjny
- Złącze szeregowo RS 232 do PC
- Rozpoznawanie rozrusznika serca
- Autotest aparatu
- Filtr sieciowy, mięśniowy i antydriftowy linii izoelektrycznej
- Szybkość przesuwu papieru: 12,5; 25; 50 mm/s
- Czulość zapisywania: 5; 10; 20 mm/mV i AUTO
- Program pomiaru parametrów EKG (analiza)
- Program analizy rytmu
- Schemat połączeń elektrod na obudowie aparatu

Opcja:

- program komputerowy do obserwacji sygnałów EKG na ekranie komputera, wydruku EKG na papierze A4 oraz archiwizacji badań EKG w pamięci komputera
- wersja E60VGA umożliwia bezpośrednie połączenie z monitorem komputerowym i obserwację przebiegów w czasie rzeczywistym

UWAGA: Powyższe dane mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od wersji aparatu.



FARUM[®]

rok założenia 1819 / established 1819

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74
tel.: 22 811 06 79, 22 811 28 42
tel./fax 22 811 19 22



ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003