

## Szafka przyłóżkowa AvantAge™

Model BC250



### Na pierwszy rzut oka:

- Nowatorski styl
- Duża pojemność
- Całkowicie dwustronna
- Zoptymalizowany dostęp
- Prosta obsługa

### Dwustronna i dostępna: stworzona aby ułatwiać życie

Z całym szeregiem praktycznych i higienicznych dodatków, z których będziesz korzystał Ty oraz Twój pacjent, linia AvantAge stanowi nową generację szafek przyłóżkowych firmy Hill-Rom. Dzięki dwustronnemu charakterowi oraz modułowemu systemowi przechowywania, może być umieszczana zarówno po prawej, jak również po lewej stronie łóżka.

# Szafka przyłóżkowa AvantAge™

## Model BC250

### Dane techniczne

Szafka nocna, wykonana z kolorowego laminatu, z anodowanymi aluminiowymi narożnikami.

**Górna część** pokryta osłoną ochronną, wykonaną z jasno beżowego tworzywa ABS-PC, wyposażona w szufladę na prowadnicy z wyjmowaną plastikową tacą.

**Dolna część** wyposażona w 2 pary drzwiczek z ukrytymi zawiasami lub z szufladą na prowadnicy, umożliwiającą dostęp z obu stron.

**Podstawa**, pokryta pianką poliuretanową, zapobiegającą uszkodzeniu ścian, zamontowana na 4 obrotowych kółkach samonastawnych (o średnicy 50 mm).

#### Wersja z drzwiami

Narożniki z tworzywa ABS, grubość 2 mm

Drzwiczki z obu stron, z ukrytymi zawiasami, kąt otwarcia do 130°

Szerokość ..... 405 mm

Głębokość ..... 405 mm

Wys. przestrzeni między dwoma częściami .... 157 mm

Wysokość dolnej części szafki ..... 610 mm

Wysokość (z kółkami  $\varnothing$  50 mm) ..... 923 mm

Wysokość (z kółkami  $\varnothing$  75 mm) ..... 945 mm

#### Wersja z szufladą na prowadnicach

Szerokość ..... 405 mm

Głębokość ..... 405 mm


Wys. przestrzeni między dwoma częściami .... 157 mm

Wysokość dolnej części szafki ..... 610 mm

Wysokość (z kółkami  $\varnothing$  50 mm) ..... 923 mm

Widok od przodu

Widok z boku



W szafkach przyłóżkowych linii AvantAge zastosowano liczne funkcjonalne rozwiązania przechowywania. Dzięki dużej przestrzeni pod górną szufladą oraz licznym akcesoriom, szafka ta jest niezmiernie wygodna zarówno dla pacjenta, jak też dla opiekunów.



### Wyposażenie opcjonalne

Duża szuflada na prowadnicach w dolnej części szafki, z dwoma wyjmowanymi tacami. 2 uchwyty na akcesoria.

Kółka samonastawne  $\varnothing$  75 mm, 2 z nich wyposażone w hamulce. 4 nóżki z podkładkami.

### Akcesoria

Mały pojemnik, duży pojemnik, uchwyt na gazety, uchwyt na telefon.

Firma Hill-Rom zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez uprzedzenia w zakresie konstrukcji, parametrów technicznych oraz modeli urządzenia. Jediną gwarancją, jakiej udziela firma Hill-Rom, jest wyrażona na piśmie gwarancja rozszerzona o sprzedaż lub wynajem jej produktów. Wyprodukowano przez Hill-Rom SAS – Pluvigner, Francja © 2004 Hill-Rom Services, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.