

WIRÓWKA LABORATORYJNA
LABORATORY CENTRIFUGE

MPW 351e

N° 10351e



- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001
- DIN EN ISO 13485





MPW 351e

	230V-50/60Hz; 115V-50/60Hz
	320W
	800ml
	100 ÷ 4500 rpm
RCF	3305 x g
	0 ÷ 99min
	430 x 540 x 380mm [HxWxD]
	41/45kg (230V/115V)

CECHY / FEATURES

bezobsługowy silnik indukcyjny;
maintenance-free induction motor

nowoczesny układ programowania;
modern software system

wyświetlacz LCD; LCD display

regulacja RPM; RPM adjustment

regulacja czasu wirowania; centrifuging time adjustment

tryb pracy ciągłej; continuous operation mode

praca w trybie „SHORT”; "SHORT" operation mode

automatyczna identyfikacja wirnika; automatic rotor identification

efektywny system wentylacji; effective ventilation system

szeroka gama wirników i dodatkowego wyposażenia;
broad range of rotors and additional equipment

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

sygnalizacja niewyważenia; unbalance warning

blokada pokrywy; lid locking during rotor run

awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release

zabezpieczenie termiczne silnika; motor thermal protection



Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa
EN-61010-1 i EN-61010-2-020,
Product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020
international safety norms



Wirówka MPW 351e jest stołową wirówką laboratoryjną przeznaczoną do użytku ogólnego. Znajduje ona zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych. Konstrukcja wirówki została oparta na doświadczeniu firmy MPW Med. instruments oraz wieloletniej współpracy z laboratoriami i placówkami medycznymi.

The MPW 351e is a desktop laboratory centrifuge dedicated for general purpose use. It finds applications in medical, veterinary, industrial as well as other laboratories. The construction of the centrifuges is based on the broad experience of the MPW Med. instruments company and its many years of cooperation with laboratories and medical institutions.



MPW 351e					WIRNIKI KĄTOWE ANGLE ROTORS
	RPM	RCF	Δ	N°	
10x50ml	4 500	3 011	30°	11211	
12x25/30ml	4 500	2 716	30°	11743	
32x10/15ml	4 500	3 283	45°	11215	
30x10/15ml	4 500	3 011	30°	11465	
24x15ml	4 500	3 237	30°	11210	
4x200ml	4 500	3 305	-	12436b	WIRNIK HORYZONTALNY SWING-OUT ROTOR
2x3 MTP (standard) 2x1 MTP (deepwell)	4 300	2 626	-	12285	WIRNIK SPECJALISTYCZNY SPECIAL PURPOSE ROTOR

Aby zapoznać się z pozostałym wyposażeniem prosimy o bezpośredni kontakt lub wizytę na stronie www.mpw.pl
For further accessories please contact us directly or see at www.mpw.pl



MPW MED. INSTRUMENTS

ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa

46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland

WORLDWIDE

tel. +48 22 673 04 08
+48 22 879 70 97
fax +48 22 610 81 01
mpw@mpw.pl, www.mpw.pl

POLSKA

tel. 22 610 56 67
22 740 20 25
fax 22 610 81 01
mpw@mpw.pl, www.mpw.pl

SERWIS/SERVICE

tel. +48 22 610 81 07
+48 22 610 50 14
fax +48 22 610 55 36
service@mpw.pl