

AsCARD Amber



Cyfrowy bezprzewodowy elektrokardiograf AsCARD Amber jest 3, 6, 12 kanałowym aparatem, który wraz z będącym na wyposażeniu oprogramowaniem CardioTEKA umożliwia wykonywanie elektrokardiogramu w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. Bezprzewodowa transmisja danych umożliwia swobodne poruszanie się pacjenta w promieniu do 10 metrów od komputera PC lub notebooka użytkownika, gdzie zainstalowane jest oprogramowanie CardioTEKA.

Cechy główne:

- Bezprzewodowa transmisja danych (technologia AsLINK)
- Podgląd on-line zapisu EKG 1, 3, 6 oraz 12-kanałowego na monitorze komputera
- Rejestracja w trybie manualnym oraz automatycznym
- Archiwizacja danych pacjenta i badań w obszernej i łatwej w obsłudze bazie pacjentów oraz badań
- Generowanie badań w formacie PDF
- Zapis badania do pamięci USB (np. PenDrive)
- Przesyłanie zapisów badania poprzez e-mail
- Wydruk na drukarce laserowej w formacie A4 wybranych zapisów EKG, opisów badań oraz danych pacjenta
- Możliwość automatycznej analizy i interpretacji badania
- Możliwość manualnego wykonania pomiarów amplitudowo-czasowych

Dzięki małym rozmiarom oraz bezprzewodowej transmisji danych do komputera elektrokardiograf jest bardzo wygodny w obsłudze

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- CardioTEKA - oprogramowanie v.001
- Kabel EKG KRH712-11 v.001
- Elektrody przyssawkowe EPP v.001
- Elektrody kończynowe klipsowe EKK v.001
- Żel EKG 250g v.001
- Walizka na sprzęt medyczny WMB5 v.001