

Thomas Tube Holder - uchwyt do rurki intubacyjnej zaprojektowany by ułatwić i usprawnić mocowanie rurki po jej wprowadzeniu do tchawicy.




Właściwości uchwytów do rurek intubacyjnych Thomas:

- wygodne i szybkie w użyciu – bez konieczności unoszenia głowy pacjenta
- mocny rzep umożliwiający szybkie zapięcie
- możliwość prowadzenia wentylacji podczas zakładania, regulowania i usuwania uchwytu Thomas
- specjalna śruba dociskająca rurkę zapobiega jej przemieszczaniu
- miękka pianka i wyściółka wewnętrznej strony paska mocującego zwiększają komfort pacjenta
- pasek posiadający powłokę zapobiegającą wczepianiu się włosów pacjenta podczas zapinania
- specjalnie zaprojektowany otwór umożliwia użycie ssaka bez konieczności zdejmowania uchwytu
- dostępne w wersjach dla dzieci i dla dorosłych – różne kolory pasków dla łatwej identyfikacji wersji



uchwyt dla dorosłych



uchwyt pediatryczny

Dostępne warianty uchwytów Thomas Tube Holder:

- 600-10000 - Thomas Tube Holder Adult - uchwyt w wersji dla dorosłych
- 600-30000 - Thomas Tube Holder Adult Green – uchwyt w wersji dla dorosłych (zielony)
- 600-20000 - Thomas Pediatric ET Tube Holder – uchwyt w wersji dla dzieci



LMP Sp. z o.o.

ul. Kolisty 25
40-486 Katowice
tel: 32 735 04 61
fax: 32 735 03 14
lmp@lmp.pl

Oddział Poznań
tel. 61 899 82 01
poznan@lmp.pl

Oddział Białystok
tel. 85 710 44 35
bialystok@lmp.pl

Region Gdańsk
tel. 601 29 09 17
gdansk@lmp.pl

Region Warszawa
tel. 721 32 78 80
warszawa@lmp.pl

Region Wrocław
tel. 601 21 83 01
wroclaw@lmp.pl