



CARDIO 8000

- przekątna ekranu 10,4"
- monitorowane parametry:
EKG, SpO2, NIBP, TEMP, RESP,
(możliwość rozbudowania o dodatkowe funkcje
np. IBP, EtCO2, ICG, 12 odprowadzeniowe EKG)
- zasilanie sieciowo-akumulatorowe
- obsługa poprzez przyciski szybkiego dostępu
i pokrętkę nawigacyjną

CARDIO 9000

- przekątna ekranu 12,1"
- monitorowane parametry:
EKG, SpO2, NIBP, TEMP, RESP
(możliwość rozbudowania o dodatkowe funkcje
np. IBP, EtCO2, ICG, 12 odprowadzeniowe EKG)
- zasilanie sieciowo-akumulatorowe
- obsługa poprzez przyciski szybkiego dostępu
i pokrętkę nawigacyjną



CARDIO 9500

- przekątna ekranu 15" 1024x768
- monitorowane parametry:
EKG, SpO2, NIBP, TEMP, RESP,
(możliwość rozbudowania o dodatkowe funkcje
np. IBP, EtCO2, ICG, 12 odprowadzeniowe EKG)
- zasilanie sieciowo-akumulatorowe
- obsługa poprzez przyciski szybkiego dostępu
i pokrętkę nawigacyjną

