

Chłodziarki laboratoryjne SMEG serii PLF



Informacje podstawowe:

Nazwa: Chłodziarka laboratoryjna

Producent: SMEG Instruments

Opis: Seria chłodziarek do użytku laboratoryjnego – 10 różnych wielkości komory użytkowej o pojemnościach od 140l do 2300l, obudowa ze stali lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej, panel sterowania podstawowy lub zaawansowany, oświetlenie wnętrza komory, opcjonalnie rejestrator temperatury.

Lista parametrów

Zakres temperatury (°C)	+0°C +15°C
Bezstopniowa regulacja temperatury (tak/nie)	TAK
Pojemność (l)	140 - 2300
Wymuszony obieg powietrza (tak/nie)	TAK
Wyświetlacz temperatury (tak/nie)	TAK
Drzwi wyposażone w zamek (tak/nie)	TAK
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (tak/nie)	NIE
Drzwi wyposażone w zespoloną szybę (tak/nie)	NIE
Możliwość zastosowania organizera (tak/nie)	TAK
Szerokość zewnętrzna (mm)	530-2160
Wysokość zewnętrzna (mm)	840-2070
Głębokość zewnętrzna (mm)	640 – 800