

Chłodziarka dwukomorowa laboratoryjna SMEG serii P2MF



Informacje podstawowe:

Nazwa: Chłodziarka dwukomorowa SMEG C4PE

Producent: SMEG Instruments

Opis: Seria chłodziarek dwukomorowych szafowych - 8 różnych wielkości o łącznych pojemnościach od 300l do 2300l, niezależne układy z panelami sterowania podstawowymi lub zaawansowanymi dla każdej z komór, obudowa ze stali lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej, , oświetlenie wnętrza komory, opcjonalnie rejestrator temperatury.

Lista parametrów

Zakres temperatury (°C)	+2°C +8°C/+8°C +15°C
Bezstopniowa regulacja temperatury (tak/nie)	TAK
Pojemność (l)	140/140 – 1500/700
Wymuszony obieg powietrza (tak/nie)	TAK
Wyświetlacz temperatury (tak/nie)	TAK
Drzwi wyposażone w zamek (tak/nie)	TAK
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi (tak/nie)	NIE
Drzwi wyposażone w zespoloną szybę (tak/nie)	TAK
Możliwość zastosowania organizera (tak/nie)	TAK
Szerokość zewnętrzna (mm)	530-2160
Wysokość zewnętrzna (mm)	1600-2070
Głębokość zewnętrzna (mm)	640 – 800