

**Nursing Baby to manekin niemowlęcia przeznaczony do symulacji i ćwiczenia pełnego zakresu czynności pielęgnacyjnych.**



**Właściwości manekina:**

- manekin niemowlęcia z realistycznymi stawami umożliwiającymi rzeczywisty ruch kończyn
- możliwość pomiaru długości i wagi niemowlęcia oraz przeprowadzania badania lekarskiego
- głowa z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą, przełykiem połączona z symulowanymi płucami i żołądkiem pozwalająca na trening procedur:
  - higieny uszu, oczu, nosa i ust
  - wkładania cewników i odsysania gardła przez usta i nos
  - zakładania, zabezpieczania i pielęgnacji rurek tracheotomijnych
  - pielęgnacji / odsysania tracheotomii
  - podawania tlenu
  - wprowadzania / pielęgnacji zgłębnika nosowo-żołądkowego, podawania leków, odżywiania przez zgłębnik i płukania żołądka
- ruchome ramię do wkłuć (w żyły zgięcia łokciowego i żyły grzbietowe ręki) pozwalające na terapię obwodową i pielęgnację miejsc naktuć
- ruchoma lewa noga z możliwością wkłuć w okolice przyśrodkowe, boczne i z możliwością nakłucia pięty
- ruchoma prawa noga z możliwością wykonywania procedur śródkostnych dzięki uwydatnieniu guzowatości kości piszczelowej i kostki przyśrodkowej oraz możliwością wstrzyknięć w piętę połączoną ze zbiornikiem w kości
- możliwość pielęgnacji przetok żołądkowych łącznie z karmieniem i ilostomią
- wymienne genitalia ze złączami i zbiornikiem pęcherza moczowego pozwalające na stosowanie procedur urologicznych (pielęgnacja krocza, cewnikowanie, zakładanie zbiornika na mocz)
- możliwość wykonywania czynności pielęgnacyjnych rektalnych z możliwością zakładania czopków

**Dzięki wykorzystaniu symulatora SimPad™ manekin Nursing Baby umożliwia ponadto:**

- Nabywanie umiejętności z zakresu kardiologii
- Symulację tonów serca
- Symulację szmerów płuc (zsynchronizowane z częstością oddechu 0 – 60 /min; ustawiane obustronnie lub oddzielnie dla każdego płuca)
- Symulację odgłosów perystaltyki (normalne i anormalne)
- Symulację odgłosów pacjenta

*/zobacz więcej informacji na temat symulatora SimPad™/*



*Symulator SimPad wymagany do pełnego funkcjonowania manekina Nursing Baby – dostępny osobno*

**Dostępne warianty manekina (nie zawierają symulatora SimPad):**

- 365-05050 Nursing Baby SimPad** (manekin działający z symulatorem SimPad)
- 365-10050 Nursing Baby** (manekin nie współpracujący z symulatorem SimPad)
- 200-30033 Symulator SimPad**

**Zestaw Nursing Baby zawiera:**

- Manekin niemowlęcia – pełna postać
- Simulated Rectal Suppositories – symulowane czopki doodbytnicze (3 szt.)
- Manikin Lubricant – środek nawilżający
- spodenki
- sztuczna krew
- torba transportowa
- instrukcję obsługi

**Materiały zużywalne:**

- 250-21050 Airway Lubricant - żel silikonowy
- 365-00450 Replacement Sleeve - Intraosseous Leg  
wymienny rękaw - noga do wkłuć doszpikowych
- 365-00550 Replacement Sleeve & Vein - Intraosseous Leg  
wymienny rękaw z systemem żył - noga do wkłuć doszpikowych
- 365-00650 Replacement Sleeve & Vein – IV Arm  
wymienny rękaw z systemem żył – ramię do wkłuć dożylnych
- 365-00750 Rectal Suppositories - czopki doodbytnicze (3 szt.)

**LMP Sp. z o.o.**

**ul. Kolista 25**

**40-486 Katowice**

**tel: 32 735 04 61**

**fax: 32 735 03 14**

**lmp@lmp.pl**

**Oddział Poznań**  
tel. 61 899 82 01  
poznan@lmp.pl

**Oddział Białystok**  
tel. 85 710 44 35  
bialystok@lmp.pl

**Region Gdańsk**  
tel. 601 29 09 17  
gdansk@lmp.pl

**Region Warszawa**  
tel. 721 32 78 80  
warszawa@lmp.pl

**Region Wrocław**  
tel. 601 21 83 01  
wroclaw@lmp.pl

**www.lmp.pl**