

ZESTAW OKULISTYCZNY IV


380169 20



OBŁOŻENIE OCULUS 130/150

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 130x150 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 9x12 cm otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 37,5x37,5 cm.....130x150 1
2. kieszeń samoprzylepna za sztywnikiem 20x20 1



ZESTAW OKULISTYCZNY V

380170 10



OBŁOŻENIE OCULUS 130/15S

rozmiar szt.

1. serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 130x150 cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 9x12 cm otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 37,5x37,5 cm.....130x150 1
2. kieszeń samoprzylepna za sztywnikiem 20x20 1
3. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x180 1